

PHILIPS

Luchtinlaatfilters

InnoSpire


Verpakking van 4 stuks

Te gebruiken met InnoSpire
Elegance

Te gebruiken met InnoSpire
Essence

Vervang het filter elke drie
maanden

HH1312



Houd uw InnoSpire Essence of Elegance in goede staat


De luchtinlaatfilters houden uw compressor in goede staat door te voorkomen dat grote stofdeeltjes in de compressor terechtkomen. Het is belangrijk om het filter te verwisselen wanneer het vies wordt of verkleurt.

Voor het onderhoud van uw InnoSpire Essence en Elegance

- Houd uw InnoSpire Essence of Elegance in goede staat

Kenmerken

Luchtinlaatfilters - verpakking van 4



De luchtinlaatfilters (verpakking van 4 stuks) filteren grote stofdeeltjes uit de lucht die in uw InnoSpire-compressor wordt gezogen. Hierdoor blijft de compressor in goede staat.

Specificaties

Consumer Trade Item

GTIN: 383730020884

Country of origin: CN

Harmonized system code: 84213925

Omdoos

GTIN: 20075020087700

Overig

GTIN: 50075020098981

Productgegevens

Voor gebruik bij: InnoSpire Elegance,

InnoSpire Essence

Luchtinlaatfilters: 4 pack

Vervangen: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

