

PHILIPS

Frame

DreamWear

Vervangend onderdeel

Middelgroot frame



HH1117



Alsof u helemaal niets draagt.*

DreamWear biedt u vrijheid en comfort, zodat u kunt genieten van een goede nachtrust.

Gebruiksvriendelijk


- Gepersonaliseerde functies

Innovatief ontwerp

- Zacht, flexibel frame
- Aansluiting voor luchtslang aan de bovenkant van het hoofd


Kenmerken

Gebruiksvriendelijk frame



De frames zijn gebruiksvriendelijk. Kies uit de drie maten het frame dat het beste bij u past. Alle framematen passen bij alle kussenformaten.

Innovatief frameontwerp



Het zachte, flexibele frame is comfortabel om 's nachts te dragen. Gebruikers geven aan dat het voelt alsof u helemaal niets draagt.*

Onbeperkte bewegingsvrijheid



Omdat de luchtslang naar de bovenkant van het hoofd is verplaatst, biedt DreamWear 's nachts meer bewegingsvrijheid. Gebruikers geven aan dat ze niet meer in een bepaalde positie moeten slapen wanneer ze DreamWear dragen.*

Specificaties

Innovatief ontwerp

Comfort and performance: Banden van zacht materiaal

Het frame reinigen

Hand wash with mild detergent: Spoel grondig, laat aan de lucht drogen¹

Vervanging

Controleer dagelijks op slijtage: Vervang bij de eerste tekenen van slijtage

Productgegevens

Materiaal: Polycarbonaat, Siliconen

Garantie: 90 dagen



* * Gegevensanalyse van een onderzoek naar patiëntvoorkeuren in augustus 2017, waarbij n = 85 en de voorgeschreven maskers Resmed Airfit F10 en F20, Respirationics Amara View en F&P Simplus waren. Gebaseerd op 10 dagen gebruik.

* * Philips-vragenlijst over gebruikersvoorkeuren uit 2017

* ¹Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer reinigingsinstructies.