

PHILIPS

Nesemaske

DreamWear

Passformpakke – ramme og fire puter

INTL



HH1111



DreamWear[®]

Nesemaske med pute under nesen

DreamWears nyskapende design* gir deg frihet og komfort til å sove på den måten du selv ønsker.

Bevegelsesfrihet

- For mer naturlig søvn
- Myk og fleksibel maskeramme
- Nyskapende maskedesign for mer frihet i søvnbehandling
- Mer komfort med DreamWear

Ingen røde merker på neseryggen

- Pute under nesen
- Slank hodeplaggdesign

Uhindret sikt

- Slangekobling på hodet
- Les uten funksjonshemming, eller se på TV

Høydepunkter

Pute under nesen



Maskeputen ligger mykt under nesen, slik at tryktpunkter på neseryggen unngås, og ubehagelig hudirritasjon på neseborene forhindres.

En mer naturlig søvn



DreamWear kombinerer fordelene med masker med minimal kontakt og nesemasker, sørger for stor komfort og kan bidra til vellykket søvnbehandling.

Slangekobling på hodet




Utåndet luft slippes ikke ut direkte ved nesen, men på hodet i stedet. Denne slangeplasseringen gir mer bevegelsesfrihet under søvn. Brukere sier at de ikke lenger trenger å sove i en bestemt posisjon med DreamWear, og at de har mer frihet.*

Les eller se på TV



Takket være den åpne designen kan DreamWear tilby et meget stort synsfelt, slik at du enkelt kan ha på briller og lese, se på TV eller bruke et nettbrett i sengen før du skal sove.

Myk og fleksibel maskeramme



Det fleksible materialet, som luften strømmer gjennom, hviler forsiktig på huden, forhindrer tryktpunkter og gir en behagelig passform.

Nyskapende maskedesign

DreamWears nyskapende design* forhindrer trykksår og hudirritasjoner på nesebor og -rygg og gir også brukeren et klart synsfelt og mer bevegelsesfrihet via slangekoblingen på hodet.

Slank hodeplaggdesign



DreamWear forener komfort og estetikk – hodeplagget er diskret og har elegante farger, noe som gjør DreamWear så uforstyrrende som mulig.

Mer komfort med DreamWear

Brukere sa at DreamWear var mer behagelig å ha på enn de tidligere foreskrevne maskene, da det så vidt merkes at den er på.

Spesifikasjoner

Nyskapende utforming

Komfort og ytelse: Redusert hudirritasjon

Beskrivelser

Operating pressure: 4–20 cmH₂O

Sound pressure level: 18 dBA

N° of parts: Fem

Hodestroppmateriale:

Uretanskum/nylon/spandex

Frame material: Polykarbonat

Frame/Elbow/Swivel material: Polykarbonat



* Kilde: Philips User Survey 2015

* Kostnadene for DreamWear belastes enkeltpersoner. De godtgjøres som regel ikke av offentlige helsetjenester.

* Leveransen omfatter en standard maskeramme (størrelse M) og fire puter for alle størrelser (S, M, MW og L). Søvnbehandlingsenheten følger ikke med.