

# PHILIPS

Luchtinlaatfilters

InnoSpire

Verpakking van 4 stuks

Te gebruiken met InnoSpire  
Elegance

Te gebruiken met InnoSpire  
Essence

HH1312



# Kenmerken

# Specificaties

## Luchtinlaatfilters - verpakking van 4



De luchtinlaatfilters (verpakking van 4 stuks) filteren grote stofdeeltjes uit de lucht die in uw InnoSpire-compressor wordt gezogen. Hierdoor blijft de compressor in goede staat.

## Productgegevens

**For use with:** InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

**Air inlet filters:** 4 pack

**Replace:** 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

