

PHILIPS

IPL – Szőrtelenítő készülék

Lumea Prestige

A testen és az arcon való használatához

15 perc a lábszárak kezelésére

>250 000 lámpavillanás

Vezeték nélküli kialakítás

SC2007/00



Élvezze folyamatosan a sima bőrt*

A Philips Lumea Prestige rendszer a leghatékonyabb vezeték nélküli IPL-megoldás, amely lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését az arcon és a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetően minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Egyszerűen hatékony
- Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Gyengéd és hatékony alkalmazás az arcon és a testen

- Biztonságos és hatékony az érzékenyebb területeken is
- Precíziós tartozék az arc biztonságos kezeléséhez
- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
- Gyengéd kezelés

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Vezeték nélküli kényelem
- Öt állítható fényenergia-beállítás
- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság érdekében


Fénypontok

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.


Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, érezhetően sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő

egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A Philips Lumea szintén NEM alkalmas nagyon sötét bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek

Nyugodtan használhatja az arc (felső ajak, áll és pajesz) és a test szőrtelenítésére (lábak, hónalj, bikinivonal, has és karok).

Gyors kezelés a lábakon



Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekben, pl. lábakon végzett gyors használat érdekében.

Még nagyobb biztonság az arcon




A precíziós tartozék egy további beépített fényszűrőt tartalmaz, mely biztonságos és kényelmes kezelést biztosít a felső ajak, az áll és a pajesz esetében. Használható a test más érzékeny területein is, például a hónaljon és a bikinivonalon, illetve a nehezen elérhető területeken.

Gyengéd kezelés



Gyengéd a bőrhöz.

Vezeték nélküli kényelem



A Lumea egyedülálló vezeték nélküli kialakítása tökéletesen egyszerű használatot nyújt maximális mozgástérrel.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj
Arc: Áll, Pajesz, Felső ajak

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugartól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Kényelmesen alkalmazható

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat: Vezeték nélküli

Energiaellátás

Töltési idő: 100 perc

Feszültség: 100–240 V

Működési idő: Minimum 370 villanás

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 250 000 villanást biztosít

Tartozékok

Precíziós tartozék (2 cm2): Az arc biztonságos kezeléséhez

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm2): A nyak alatti területeken való használatra

Szerviz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Töltő: Többfeszültségű töltő

Tárolás: Luxus védőtok

Tartozék: Tisztítókendő

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinivonal: 1 perc

Arc: 1 perc

