

PHILIPS

 Product Picture

IPL – Plaukelių
mažinimo prietaisas

Lumea Advanced

Kūno plaukeliams mažinti

15 min. procedūra blauzdoms

> 250 000 šviesos impulsų

Ypatingai ilgas laidas

SC1995/00

Švelnus, ilgalaikis plaukuotumo sumažinimas

„Philips Lumea Advanced“ yra veiksmingiausia priemonė, kuri neleidžia plaukams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.

Ilgalaikis plaukelių šalinimas su IPŠ technologija

- Mėgaukitės lygia oda kiekvieną dieną
- Pritaikytas saugiai naudoti namuose
- Efektyvu be pastangų
- Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Saugus, greitas ir veiksmingas jūsų kūnui

- Naudojimui ant kūno
- Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui
- Švelnus poveikis

Maksimali laisvė, minimalūs rūpesčiai

- Nereikia keičiamųjų dalių, nėra netikėtų išlaidų
- Penki reguliuojami šviesos energijos nustatymai
- Slinkimo ir blyksnių režimas palengvina naudojimą


Ypatybės

IPL technologija



„Philips Lumea“ naudoja inovatyvi šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.

Mėgaukitės lygia oda kiekvieną dieną



„Philips Lumea“ lengvais šviesos impulsais veikia plaukelio šaknį. Tai palaipsniui sumažina jūsų kūno plaukelių augimą. Kartojant procedūrą, plaukeliai ant odos nebelieka, o pati oda tampa švelni.

Efektyvu be pastangų

Mūsų klinikiniai tyrimai parodė, kad plaukelių reikšmingai sumažėja po vos keturių dvi savaites trunkančių procedūrų, po kurių oda tampa švelni, be plaukelių. Norėdami išlaikyti tokius rezultatus, tiesiog pakartokite procedūrą, kai reikia. Laikas tarp procedūrų gali skirtis dėl skirtingu tempu ataugančių plaukelių. – Norėdami padidinti šį poveikslėlį, spustelėkite vaizdą vaizdų galerijoje, kurią rasite šio puslapio viršuje

Tinka įvairiems plaukų ir odos tipams



„Philips Lumea“ yra veiksmingas šalinant (natūraliai) tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukus. Kaip ir atliekant kitas šviesa paremtas procedūras, „Philips Lumea“ NĖRA veiksmingas šalinant raudonus, šviesiai geltonus arba baltus / žilus plaukus. Šis gaminys taip pat NĖRA tinkamas tamsiai odai.

Taikymo sritys

Drąsiai naudokite plaukeliams nuo kūno dalių, esančių žemiau kaklo linijos, šalinti: kojų, pažasčių, bikinio srities, rankų ir pilvo.

Greita procedūra kojoms

Didelis langelis procedūroms greitam naudojimui didesnėse srityse, pvz., kojų.

Švelnus poveikis

Švelnus jūsų odai.

Nereikia keičiamų dalių



„Philips Lumea“ yra išbaigtas sprendimas, kuris pateikiamas paruoštas eksploatuoti vos tik išpakavus. Dar svarbiau tai, kad jam nereikia jokių keičiamų lempų arba gelių.

Slinkimo ir blyksnių režimas



Naudojant pagrindinį režimą procedūrą galima atlikti patogiu ir nepertraukiamu slenkamuoju judesiu.

Penki šviesos energijos nustatymai

„Philips Lumea“ turi penkis reguliuojamus šviesos energijos nustatymus, kurie užtikrina švelnią, bet efektyvią procedūrą. Tinkamai naudojama „Philips Lumea“ IPL procedūra yra saugi ir švelni, todėl ją galima naudoti net jautriai odai ir jautrioms kūno vietoms.

Specifikacijos

Taikymo sritys

Kūno sritys: Rankoms, Kojos, Pilvas, Bikinio sričiai, Pažastys

Saugūs ir reguliuojami nustatymai

Integruotas UV filtras: Apsaugo odą nuo UV spindulių

5 šviesos energijos nustatymai: Pritaikoma prie jūsy odos tipo

Integruota saugos sistema: Apsaugo nuo netyčinių blyksnių

Naudojimo režimas

Slinkti ir šviesti: Patogiam naudojimui užtikrinti

Laidinis / belaidis naudojimas: Laidinis

Priglausti ir šviesti: Skirtas lenktoms sritims apdoroti

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Didelio našumo lempa: Atlieka > 250 000 blyksnių

Priedai

Kūno priedas (4 cm2): Skirtas naudoti žemiau kaklo linijos

Techninė priežiūra

Garantija: 2 metų tarptautinė garantija

Pridėti priedai

Naudojimo instrukcijos: Vartotojo vadovas

Laikymas: Krepšelis

Adapteris: 24 V / 1 500 mA

Priedas: Valymo šluostė

Procedūros laikas

Apatinė kojos dalis: 8 min.

Pažastis: 1 min.

Bikini linija: 2 min.

