

# PHILIPS

Coussin avec embouts  
narinaires en gel

DreamWear

Taille Large



HH1125



## Conçu pour oublier que vous portez un masque

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear avec embouts narinaires en gel.

### **Facile à utiliser**

- Conçu pour vous

### **Conception innovante des embouts en gel**

- Facile à mettre en place
- Conception modulable
- Confort et performances

## Points forts

### Facile à mettre en place



Choisissez le coussin de manière à ce que les bases en gel bleu des embouts narinaires soient confortablement positionnées sous le nez et ne laissent aucun espace. Seuls les embouts en silicone doux doivent se trouver à l'intérieur des narines. N'enfoncez aucune partie de la base en gel à l'intérieur de votre nez.

### Conception innovante



Plus de confort pour le visage, le nez et les narines : conduit souple en silicone, coussin à contact minimal, embouts narinaires souples en gel

### Conception innovante



Simplicité d'utilisation grâce à une armature modulable qui s'adapte à toutes les tailles de coussin.

### Conception modulable



Conception modulable pour un assemblage et un nettoyage rapides, avec coussins nasaux et embouts narinaires interchangeables.

## Caractéristiques

### Informations sur le produit

**Materials:** Polycarbonate, Polyurethane gel, Silicone

**Warranty:** 90 days

### Nettoyage : coussin

**Hand wash with mild detergent:** Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

### Remplacement

**Inspect daily for wear:** Replace at first sign of wear



\* Validation des bénéfices du masque DreamWear. Enquête d'évaluation de la satisfaction réalisée en France entre novembre 2015 et mars 2017 avec 300 patients traités par PPC portant le masque DreamWear et 52 médecins

\* DreamWear est une gamme de masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ce dispositif fait l'objet d'un remboursement par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consulter la LPPR. Ce dispositif de classe IIa est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité.