

# PHILIPS

Lufteinlassfilter

InnoSpire

4er-Pack

Verwendung mit InnoSpire  
Elegance

Verwendung mit InnoSpire  
Essence

Filter alle 3 Monate ersetzen

HH1312



## Wartung Ihres InnoSpire Essence oder Elegance

Durch den Lufteinlassfilter bleibt der Kompressor in einwandfreiem Zustand, da durch diesen keine großen Staubpartikel eindringen können. Allerdings sollten Sie diesen Filter unbedingt wechseln, wenn er verfärbt oder staubig ist.

### Zur Wartung Ihres InnoSpire Essence und Elegance

- Wartung Ihres InnoSpire Essence oder Elegance

# Besonderheiten

# Daten

## Lufteinlassfilter – 4er-Pack



Die Lufteinlassfilter im 4er-Pack filtern große Staubpartikel aus der Luft, die von Ihrem InnoSpire Kompressor angesaugt werden, sodass ein tadelloser Betrieb gewährleistet ist.

## Produktangaben

Zur Verwendung bei: InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

Lufteinlassfilter: 4 pack

Ersetzen: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

