

# PHILIPS

IPL - matiņu  
noņemšanas ierīce

Lumea Prestige

sejai, ķermenim, bikini zonai

15 minūtes apakšstilbu apstrādei

>250 000 zibšņu

Bezvadu konstrukcija

SC2009/00



## Pastāvīga matiņu ataugšanas aizkavēšana\*

Philips Lumea Prestige ir visefektīvākais bezvada IPL risinājums, kas darbojas apbrīnojami efektīvi, lai novērstu matiņu ataugšanu uz sejas un ķermeņa. Maigi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

### **Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju**

- Baudiet gludu ādu katru dienu
- Efektivitāte bez piepūles
- Pielāgota drošai un efektīvai izmantošanai mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

### **Saudzīgs un efektīvs uz ķermeņa, sejas un bikini zonas**

- Droša un efektīva lietošana pat jutīgās zonās
- Liels procedūru logs ātrai lietošanai
- Sejas uzgalis drošai sejas ādas kopšanai
- Uzgalis īpaši bikini zonas matiņu apstrādei
- Saudzīga procedūra

### **Maksimāla brīvība, minimāla piepūle**

- Bezvadu lietošanas komforts
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām
- Pieci regulējami gaismas enerģijas iestatījumi


# Izceltie produkti

## IPL tehnoloģija



Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

## Baudiet gludu ādu katru dienu



Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar vieglu gaismas impulsu. Rezultātā jūsu organisma izaudzēto matiņu skaits pakāpeniski samazinās. Atkārtotot apstrādi, uz ādas vairs nav matiņu, un tā ir patīkami gluda.

## Efektivitāte bez piepūles

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Mūsu klīniskajos pētījumos novērots būtisks matiņu samazinājums jau pēc četrām apstrādes reizēm ik pēc divām nedēļām, un rezultātā iegūta gluda āda bez matiņiem. Lai šos rezultātus saglabātu, vienkārši atkārtojiet apstrādi, kad tā nepieciešama. Laiks starp apstrādes reizēm var atšķirties atkarībā no jūsu

individuālā matiņu ataugšanas ātruma. – Lai palielinātu šo attēlu, attēlu galerijā šīs lapas augšdaļā noklikšķiniet uz attēla.

## Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea ir efektīvs, lai atbrīvotos no (dab.) tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota ļoti tumšai ādai.

## Izmantošanas zonas



Droši izmantojiet, lai noņemtu matiņus uz sejas (augšlūpa, zods un vaigi) un ķermeņa daļām, tostarp kājām, padusēs, bikini zonā, uz vēdera un rokām.

## Ātra procedūra kājām



Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām zonām, piemēram, kājām.

## Īpaši droši sejai



Sejas uzgalim ir īpaši izstrādāts iebūvēts gaismas filtrs drošai un ērtai izmantošanai uz augšlūpas, zoda un vaigiem. To var izmantot arī citās jutīgās ķermeņa zonās, piemēram, padusēs un citās grūti aizsniezamās vietās.

## Bikini zonas uzgalis




Bikini zonas uzgalis efektīvai bikini matiņu apstrādei. Šajā zonā matiņi parasti ir izturīgāki un biežāki nekā kāju matiņi.

## Saudzīga procedūra



Saudzē ādu

## Bezvadu lietošanas komforts



Lumea unikālais bezvadu dizains ir ideāli piemērots dažādu zonu kopšanai tieši tad, kad nepieciešams.

# Specifikācijas

## Pielietojuma zonas

**Ķermeņa zonas:** Rokas, Kājas, Vēders, Bikini, Paduses

**Sejas zonas:** Zods, Vaigu bārda, Augšlūpa

## Drošība un regulējami iestatījumi

**Integrēts UV filtrs:** Aizsargā ādu pret UV gaismu

**5 viegli enerģijas iestatījumi:** Pielāgojiet savam ādas tipam

**Integrēta drošības sistēma:** Sargā no neparedzētiem zibšņiem

## Lietošanas režīms

**Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot):** Ērtākai izmantošanai

**Lietošana ar vadu/bez vada:** Bez vada

**Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot):** Apstrādei izliektās vietās

## Jauda

**Uzlādēšanas laiks:** 100 min

**Spriegums:** 100-240 V

**Darbības laiks:** Min. 370 zibšņi

## Tehniskās specifikācijas

**Augstas veiktspējas lampa:** Rada <gt/> 250 000 zibšņus

## Uzgaļi

**Ķermeņa uzgalis (4 cm2):** Izmantošanai zem kakla līnijas

**Bikini zonas uzgalis (2 cm2):** Īpaša bikini zonas matiņu apstrāde

**Sejas uzgalis (2 cm2):** Drošai izmantošanai uz sejas

## Apkope

**Garantija:** 2 gadu garantija visā pasaulē

## Iekļautās vienības

**Lietošanas norādījumi:** Lietotāja rokasgrāmata

**Lādētājs:** Dažādu spriegumu uzlādes ierīce

**Uzglabāšana:** Eleganta somiņa

**Aksesuārs:** Tīrīšanas drāna

## Lietošanas laiks

**Kājas apakšējā daļa:** 8 min

**Paduse:** 1 min

**Bikini līnija:** 1 min

**Sejas zonas:** 1 min

