

PHILIPS

Filtres d'entrée d'air

Sami the Seal

Lot de 5 filtres d'entrée d'air

Remplacez le filtre tous les
3 mois

Compatible avec Sami le
phoque

Compatible avec Willis la
baleine

HH1314



Rendre le traitement plus ludique

Ce lot de 5 filtres à air est destiné aux nébuliseurs à l'effigie de Sami le phoque et Willis la baleine. Il est important de remplacer régulièrement le filtre à air tous les 30 jours, ou lorsque celui-ci semble sale ou gris.

Permet de maintenir votre compresseur en bon état

- Maintenez votre compresseur pédiatrique en bon état

Points forts

Filtre d'entrée d'air



Le lot de 5 filtres d'entrée d'air permet de filtrer les grandes particules de poussière de l'air aspiré dans votre compresseur à l'effigie à l'effigie de Sami le phoque. Ce dernier est ainsi maintenu en bon état de fonctionnement.

