

PHILIPS

 Product Picture

IPL - matiņu
noņemšanas ierīce

Lumea Advanced

Izmantošanai tikai uz ķermeņa

15 minūtes apakšstilbu apstrādei

>250 000 zibšņu

Īpaši garš vads

SC1995/00

Saudzīga, ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana

Philips Lumea Advanced satriecoši efektīvi aizkavē matiņu ataugšanu uz visa ķermeņa. Saudzīgi gaismas impulsi, tos regulāri pielietojot, saglabā ādu zīdaini gludu katru dienu.

Ilgstoša matiņu ataugšanas aizkavēšana ar IPL tehnoloģiju

- Baudiet gludu ādu katru dienu
- Efektivitāte bez piepūles
- Pielāgota drošai un efektīvai izmantošanai mājās
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tipiem

Drošs, ātrs un efektīvs visam ķermenim

- Lietošanai uz ķermeņa
- Liels procedūru logs ātrai lietošanai
- Saudzīga procedūra

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle

- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām
- Slīdēšanas un apstrādes režīms ērtākai izmantošanai
- Pieci regulējami gaismas enerģijas iestatījumi


Izceltie produkti

IPL tehnoloģija



Ierīcē Philips Lumea izmantota novatoriska tehnoloģija, kuras pamatā ir gaismas izmantošana - IPL (intensīvas gaismas impulsi). Tā radīta, izmantojot tehnoloģiju, ko lieto profesionālos skaistumkopšanas salonos. Philips pielāgoja šo tehnoloģiju drošai un efektīvai lietošanai savās mājās. Philips cieši sadarbojās ar vadošajiem dermatologiem un attīstīja revolucionāru matiņu likvidēšanas sistēmu. Vairāk nekā 10 gadu garumā tika veikti plaši klientu apmierinātības pētījumi ar vairāk nekā 2000 brīvprātīgajiem.

Baudiet gludu ādu katru dienu



Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar vieglu gaismas impulsu. Rezultātā jūsu organisma izaudzēto matiņu skaits pakāpeniski samazinās. Atkārtojot apstrādi, uz ādas vairs nav matiņu, un tā ir patīkami gluda.

Efektivitāte bez piepūles

Mūsu klīniskajos pētījumos novērots būtisks matiņu samazinājums jau pēc četrām apstrādes reizēm ik pēc divām nedēļām, un rezultātā iegūta gluda āda bez matiņiem. Lai šos rezultātus saglabātu, vienkārši atkārtojiet apstrādi, kad tā nepieciešama. Laiks starp apstrādes reizēm var atšķirties atkarībā no jūsu individuālā matiņu ataugšanas ātruma. – Lai palielinātu šo attēlu, attēlu galerijā šīs lapas augšdaļā noklikšķiniet uz attēla.

Piemēroti matiņu un ādas tipi



Philips Lumea efektīvi apstrādā (dabiski) tumši blondus, brūnus un melnus matiņus. Philips Lumea sistēma, tāpat kā citas gaismas procedūras, NAV efektīva sarkaniem, gaiši blondiem vai baltiem/sirmiem matiem. Philips Lumea arī NAV piemērota tumšai ādai.

Pielietojuma zonas

Lietojiet ar pārliecību, lai atbrīvotos no matiņiem ķermeņa zonās zem kakla, proti, uz kājām, padusēm, bikini zonā, uz rokām un vēdera.

Ātra procedūra kājām

Liels procedūru logs ātrai lietošanai uz lielām zonām, piemēram, kājām.

Saudzīga procedūra

Saudzē ādu

Rezerves detaļas nav nepieciešamas



Philips Lumea ir pilnīgs un darbam uzreiz pēc izpakošanas gatavs risinājums. Turklāt - kas vēl svarīgāk - tam nav nepieciešams mainīt lampas vai želeju.

Slīdēšanas un apstrādes režīms



Galvenais darbības režīms nodrošina slīdēšanas kustību ērtākai un nepārtrauktai izmantošanai.

Pieci gaismas enerģijas iestatījumi

Philips Lumea ierīcei ir pieci regulējami gaismas enerģijas iestatījumi, kas nodrošina saudzīgu, bet efektīvu apstrādi. Ja Philips Lumea ierīci izmanto pareizi, tās IPL apstrāde ir droša un saudzīga pat jutīgai ādai un jutīgām ķermeņa zonām.

Specifikācijas

Pielietojuma zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders, Bikini, Paduses

Drošība un regulējami iestatījumi

Integrēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

5 viegli enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

Integrēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Lietošanas režīms

Apstrādes režīms Slide and Flash (Pasludināt un izgaismot): Ērtākai izmantošanai

Lietošana ar vadu/bez vada: Izmantojams ar

vadu

Apstrādes režīms Stamp and Flash (Pielikt un izgaismot): Apstrādei izliektās vietās

Jauda

Spriegums: 100-240 V

Tehniskās specifikācijas

Augstas veiktspējas lampa: Rada > 250 000 zibšņu

Uzgaļi

Ķermeņa uzgaļis (4 cm²): Izmantošanai zem kakla līnijas

Apkope

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

Iekļautās vienības

Lietošanas norādījumi: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Somiņa

Adapteris: 24 V / 1500 mA

Aksesuārs: Tīrīšanas drāna

Lietošanas laiks

Kājas apakšējā daļa: 8 min

Paduse: 1 min

Bikini līnija: 2 min

