

PHILIPS

 Product Picture

Ilmansuodattimet

InnoSpire

4 kpl/pakkaus

InnoSpire Elegance -malliin

InnoSpire Essence -malliin

Vaihda suodatin 3 kk:n välein

HH1312

Pidä huolta InnoSpire Essence- ja Elegance-laitteestasi

Ilmansuodattimet ylläpitävät kompressorin hyvää suorituskykyä estämällä suurikokoisten pölyhiukkasten pääsyn kompressorin sisälle. Suodatin on vaihdettava, kun se värjäytyy tai likaantuu.

InnoSpire Essence- ja Elegance-mallien ylläpitoon

- Pidä huolta InnoSpire Essence- ja Elegance -laitteestasi

Kohokohdat

Ilmansuodattimet – 4 kpl/pakkaus



Ilmansuodatin (4 kpl/pakkaus) suodattaa InnoSpire-kompressorin ottamasta ilmasta suurikokoiset pölyhiukkaset ja auttaa kompressoria toimimaan tehokkaasti

Tekniset tiedot

Tuotteen tiedot

Tarkoitettu: InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

Ilmansuodattimet: 4 pack

Vaihda: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

