

PHILIPS

 Product Picture

IPL – Szőrtelenítő
készülék

Lumea Advanced

Testen való használatra

15 perc a lábszárak kezelésére

<gt/>250 000 lámpavillanás

Extra hosszú vezeték

SC1995/00

Láthatóan kevesebb szőrszál hosszú távon, kíméletes módon

A Philips Lumea Advanced rendszer lenyűgöző módon megakadályozza a szőrszálak újránövekedését a testen. A rendszeresen alkalmazott gyengéd fényimpulzusoknak köszönhetőn minden nap élvezheti bőre simaságát.

Hosszan tartó simaság az IPL technológiának köszönhetően

- Élvezze mindennap bőre simaságát!
- Biztonságos és hatékony működés otthona kényelmében
- Egyszerűen hatékony
- Többféle szőrzet- és bőrtípushoz egyaránt

Biztonságos, gyors és hatékony a test bőrén

- A testen való használatra
- Nagy kezelőfelület a gyors használat érdekében
- Gyengéd kezelés

Maximális szabadság, problémák nélkül

- Nincs szükség cserealkatrészekre, nincsenek rejtett költségek
- „Slide and flash” mód a még kényelmesebb alkalmazhatóság érdekében
- Öt állítható fényenergia-beállítás


Fénypontok

IPL technológia



A Philips Lumea egy innovatív fényalapú technológiát, az IPL-t (intenzív pulzáló fény) alkalmazza, amelyet professzionális szépségszalonokban használt technológiából fejlesztettek ki. A Philips módosította ezt a technológiát, hogy Ön azt otthona kényelmében is biztonságosan és hatékonyan használhassa. A Philips a világ vezető bőrgyógyászaival szorosan együttműködve fejlesztette ki ezt az áttörést hozó szőreltávolító rendszert. Több mint 10 éven keresztül átfogó fogyasztói kutatást végeztünk több mint 2000 önkéntes segítségével.

Élvezze mindennap bőre simaságát!



A Philips Lumea gyengéd fényimpulzusokat juttat a szőrtüszőkbe. Ennek következtében a szőrszálak növekedése fokozatosan csökken. Ismételt kezeléseket követően bőre érezhetően sima lesz.

Egyszerűen hatékony

Klinikai vizsgálataink kimutatták, hogy alig négy egymást követő, két hetente megismételt kezelés hatására jelentősen csökkent a szőrzet, érezhetően sima bőrfelületet eredményezve. Az eredmények fenntartása érdekében egyszerűen ismételje meg a kezelést, amikor csak szükséges. A kezelések között eltelt idő egyénenként változhat a szőrszálak típusától függően. – A kép nagyításához kattintson a képre az oldal tetején található képgalériában

Megfelelő szőrzet- és bőrtípusok



A Philips Lumea hatékony eredményeket ér el (természetes) sötét szőke, barna és fekete szőrzettípusokon. Ahogyan más fényalapú kezelések esetében is tapasztalható, a Philips Lumea NEM hatékony vörös, világos szőke és fehér/ősz szőrzeten alkalmazva. A termék szintén NEM alkalmas sötét bőrtípusokhoz.

Alkalmazási területek

Használja bátran a nyak alatti testszőrzet eltávolítására olyan területeken, mint a láb, hónalj, bikinivonal, kar és has.

Gyors kezelés a lábakon

Nagyméretű kezelőfelület a nagyobb területű testrészekre, pl. lábakon végzett gyors használat érdekében.

Gyengéd kezelés

Gyengéd a bőrhöz.

Nincs szükség cserealkatrészekre



A Philips Lumea egy teljes körű megoldás, és a dobozból kivéve azonnal üzemkész. Ami még ennél is fontosabb, nincs szükség cserelámpára vagy gélekre.

„Slide and flash” mód



A csúszató mozgás (Slide & Flash mód) kényelmes és folyamatos használatot tesz lehetővé.

Öt fényenergia-beállítás

A Philips Lumea öt állítható fényenergia-beállításának köszönhetően biztosított a gyengéd, ugyanakkor hatékony kezelés. Megfelelően alkalmazva a Philips Lumea IPL-kezelése biztonságos és gyengéd, még érzékeny bőrön és kényes területeken is.

Műszaki adatok

Alkalmazási területek

Testterületek: Kar, Láb, Has, Bikinivonal, Hónalj

Biztonság és állítható beállítások

Beépített UV-szűrő: Védelmet nyújt a bőr számára az UV-sugaraktól

5 fényenergia-beállítás: Bőrtípushoz állítható

Beépített biztonsági rendszer: Véletlen villanás megakadályozása

Alkalmazás módja

Csúsztat és villant: Kényelmesen alkalmazható

Lép és villant: A hajlatok kezeléséhez

Vezetékes/vezeték nélküli használat:

Vezetékes

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Műszaki adatok

Nagy teljesítményű lámpa: Több mint 250 000 villanást biztosít

Tartozékok

Testszőrtelenítő tartozék (4 cm²): A nyak alatti területeken való használatra

Szervíz

Jótállás: Kétéves globális garancia

Tartozékok

Használati útmutató: Felhasználói kézikönyv

Tárolás: Védőtok

Adapter: 24 V / 1500 mA

Tartozék: Tisztítókendő

Alkalmazási idő

Alsó lábszár: 8 perc

Hónalj: 1 perc

Bikinivonal: 2 perc

