

PHILIPS



Maske

InnoSpire Go

Erwachsene, groß

Soft seal Maske

Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go

Ersatzteil

HH1344

Unterstützt bei Behandlung

Die abnehmbare LiteTouch Gesichtsmaske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sich leicht anbringen lässt, sanft auf dem Gesicht anliegt und somit eine komfortable Behandlung ermöglicht.*

Soft seal Technologie

- Für Erwachsene, die nur schwer mit dem Mundstück zurechtkommen

Liegt sanft auf dem Gesicht an

- Mit Soft-seal Technologie**

Besonderheiten

Macht Behandlung einfacher

Für Erwachsene, die nur schwer mit dem Mundstück zurecht kommen, machen die LiteTouch Masken die Behandlung einfacher.

Liegt sanft auf dem Gesicht an**

Die LiteTouch Maske verfügt über ein weiches, ergonomisches Maskenkissen, das sanft auf dem Gesicht anliegt und somit beim Anlegen nur wenig Druck erfordert.

Daten

Lieferumfang

Enthalten sind: Large LiteTouch Mask

Produktangaben

Packaging size: 82mm x 97mm x 100mm

Packaged weight: 80g

LiteTouch mask: For use with InnoSpire Go

Materialien: Polycarbonate (PC) silicone, Polyester, Silicone

Size: Adult large

Gewährleistung: 1 year

