

# PHILIPS

## Conduit DreamWear

Pièce de rechange

Conduit taille moyenne



HH1117



Conçu pour oublier que vous portez un masque.\*

Dormez en toute tranquillité grâce au confort et à la liberté de mouvement du masque DreamWear.

**Facile à utiliser**

- Conçu pour vous

**Conception innovante**

- Armature souple et douce
- Connexion du circuit d'air située au sommet de la tête

## Points forts

### Armature simple



Facile à utiliser, l'armature est disponible en trois tailles, vous permettant de choisir la plus adaptée à votre visage. Les tailles d'armature s'adaptent à toutes les tailles de coussin.

### Armature à la conception innovante



L'armature souple et douce assure un confort optimal pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils en oubliaient la présence du masque\*.

### Liberté de mouvement



Grâce à son circuit placé sur le haut de la tête, le masque DreamWear offre une plus grande liberté de mouvement pendant la nuit. Les utilisateurs ont déclaré qu'ils n'avaient pas besoin d'adopter une position particulière lorsqu'ils le portaient la nuit\*.

## Caractéristiques

### Conception innovante

**Confort et performances:** Sangles en tissu doux

### Nettoyage : conduit

Laver à la main avec un détergent doux:  
Rincer abondamment, sécher à l'air libre<sup>1</sup>

### Remplacement

Vérifier chaque jour l'absence d'usure:  
Remplacer au premier signe d'usure

### Informations sur le produit

**Matériaux:** Polycarbonate, Silicone

**Garantie:** 90 jours



\* \* Analyse des données en août 2017. Essai sur les préférences patient où n = 85 et les masques prescrits incluent : Resmed Airfit F10 et F20, Respironics Amara View et F&P Simplus ; basée sur 10 jours d'utilisation.

\* \* Questionnaire sur les préférences des utilisateurs Philips 2017

\* <sup>1</sup> Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir des instructions détaillées sur le nettoyage.