

PHILIPS

Luftreinlassfilter

InnoSpire

4er-Pack

Verwendung mit InnoSpire
Elegance

Verwendung mit InnoSpire
Essence

Filter alle 3 Monate ersetzen

HH1312



Wartung Ihres InnoSpire Essence oder Elegance

Durch den Luftreinlassfilter bleibt der Kompressor in einwandfreiem Zustand, da durch diesen keine großen Staubpartikel eindringen können. Allerdings sollten Sie diesen Filter unbedingt wechseln, wenn er verfärbt oder staubig ist.

Zur Wartung Ihres InnoSpire Essence und Elegance

- Wartung Ihres InnoSpire Essence oder Elegance

Besonderheiten

Daten

Lufteinlassfilter – 4er-Pack



Die Lufteinlassfilter im 4er-Pack filtern große Staubpartikel aus der Luft, die von Ihrem InnoSpire Kompressor angesaugt werden, sodass ein tadelloser Betrieb gewährleistet ist.

Produktangaben

Zur Verwendung bei: InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

Lufteinlassfilter: 4 pack

Ersetzen: 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

