

PHILIPS

Struttura di
sostegno

DreamWear

Parte di ricambio

Struttura di sostegno Taglia L



HH1118



Come non indossare nulla.*

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear Gel Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Semplicità d'uso


- Progettato appositamente per te

Design innovativo

- Struttura di sostegno morbida e flessibile
- Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa


In evidenza

Struttura di sostegno semplice da utilizzare



Semplice utilizzo; possibilità di scelta tra tre misure della struttura di sostegno in base alla conformazione personale. Le tre misure della struttura di sostegno sono compatibili con tutte le misure del cuscinetto.

Innovativo design della struttura di sostegno



La struttura di sostegno morbida e flessibile è comoda da indossare durante la notte e, secondo la valutazione degli utenti, è come non indossare nulla.*

Libertà di movimento



Grazie allo spostamento sopra la testa della connessione del tubo dell'aria, la maschera DreamWear offre maggiore libertà di movimento durante la notte. Gli utenti hanno affermato di poter dormire senza dover scegliere una posizione precisa con la maschera DreamWear indossata.*

Specifiche

Design innovativo

Comodità e prestazioni ottimali: Cinghie in tessuto morbido

Pulizia: struttura di sostegno

Lavare a mano con un detergente delicato: Sciacquare abbondantemente, lasciare asciugare¹

Sostituzione

Controllare il grado di usura con ispezioni quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura

Dettagli sul prodotto

Materiali: Policarbonato, Silicone

Garanzia: 90 giorni

