

# PHILIPS

IPL –  
karvaeemaldusseade

Lumea Prestige

Kasutada kehal, näol,  
bikiinipiirkonnas

15 minutit säärite töötlemiseks

<gt/>250 000 valgussähvatust

Juhtmevaba

SC2009/00



## Tundke end püsivalt karvadest vabana\*

Philips Lumea Prestige on kõige tõhusam juhtmeta IPL-lahendus, mis väldib karvade taaskasvu näol ja kehal. Regulaarsed õrnad valgusimpulsid hoiavad nahka iga päev siidpehmena.

### **Pikaajaline karvaeemaldus IPL-tehnoloogia abil**

- Sile nahk iga päev
- Efektiivne, pingutuseta
- Kohandatud kodus ohutuks ja tõhusaks kasutamiseks
- Sobib paljudele juukse- ja nahatüüpidele

### **Õrn ja efektiivne kasutamine näol, kehal ja bikiinipiirkonnas**

- Ohutu ja efektiivne ka tundlikes piirkondades
- Näootsak ohutuks näohoolduseks
- Suur tööava kiireks töötlemiseks
- Spetsiaalselt bikiinipiirkonna karvade eemaldamiseks mõeldud otsak
- Õrn töötlemine

### **Rohkem vabadust vähema pingutusega**

- Juhtmevaba mugavus
- Ei vaja asendusosi, puuduvad varjatud kulud
- Viis reguleeritavat valgusenergia seadistust


# Esiletõstetud tooted

## IPL-tehnoloogia



Philips Lumea kasutab uuenduslikku valgustehnoloogiat IPL (intensiivne pulseeriv valgus), mis on arendatud ilusalongides kasutatava tehnoloogia põhjal. Philips kohandas selle tehnoloogia ohutult ja efektiivselt koduses mugavuses kasutamiseks. Selle läbimurdelise karvaeemaldussüsteemi loomisel tegi Philips lähedast koostööd juhtivate nahaarstidega. Rohkem kui 10 aasta jooksul viisime läbi laiaulatusliku tarbijauuringu, milles osales rohkem kui 2000 naist.

## Sile nahk iga päev



Philips Lumea rakendab karvajuuarele õrnu valgusimpulssi. Selle tagajärjel langevad karvad loomulikult teel välja ja karvade taaskasv pidurdub. Selle töötamise regulaarne kordamine hoiab teie naha igapäevaselt sileda.

## Efektiivne, pingutuseta

Clinical results after treatment: **example 1** (leg)



Clinical results after treatment: **example 2** (bikini line)



Meie kliinilised uuringud on näidanud märkimisväärset karvakasvu vähenemist vaid nelja töötamise iga kahe nädala tagant – tulemuseks on sile, karvavaba nahk. Tulemuste säilitamiseks korraldage lihtsalt vajaduse korral protseduuri. Töötlemiste intervall võib teie

karvakasvust olenevalt varieeruda. – Pildi suurendamiseks klõpsake palun pildil selle lehe ülaosas asuvas galeriis.

## Sobivad juukse- ja nahatüübid




Philips Lumea toimib efektiivselt (loomulike) tumeblondide, pruunide ja mustade karvade korral. Nagu teistegi valguspõhiste töötlemisviiside korral, EI SOBI Philips Lumea punaste, heleblondide või valgete/hallide karvade korral. Samuti EI SOBI Philips Lumea väga tumeda naha korral.

## Kasutuspiirkonnad

Kasutage seadet julgelt näokarvade (ülahuulelt, lõualt ja põskedelt) ja kehakarvade eemaldamiseks (sh jalgadelt, kaenlaalustest, bikiniipiirkonnast, kõhult ja käte).

## Kiire jalgade töötlemine



Suur töövaba kiireks kasutamiseks suurtel piirkondadel (nt. jalgadel).

## Lisaohutus näo jaoks



Näotsakul on spetsiaalne sisseehitatud valgusfilter, mis tagab ohutu ja mugava kasutuse ülahuule, lõua ja põskhabeme piirkonnas. Seda saab kasutada ka muudes tundlikes kehapiirkondades nagu kaenlaalused ja muud raskesti ligipääsetavad kohad.

## Bikiinipiirkonna otsak



Bikiinipiirkonna otsak eemaldab tõhusalt bikiinikarvad. Selles piirkonnas kasvavad karvad kipuvad olema tavaliselt kõvemad ja tihedamad kui säartel.

## Õrn töötlemine



Õrn teie naha vastu.

# Spetsifikatsioon

## Kasutuspiirkonnad

**Kehapiirkonnad:** Käsivarred, Jalad, Köht, Bikiinipiirkond, Kaenlaalused

**Näopiirkonnad:** Lõug, Põskhabe, Ülahuul

## Ohutus ja kohandatavad sätted

**Integreeritud UV-filter:** Kaitseb nahka UV-valguse eest

**Viis valgusenergia sätet:** Reguleeritav vastavalt nahatüübile

**Integreeritud ohutussüsteem:** Vältib tahtmatut välgutamist

## Kasutusrežiim

**Libista ja välguta:** Mugavaks töötlemiseks

**Juhtmega / juhtmeta kasutamine:** Juhtmeta

**Markeeri ja välguta:** Ebatasaste kohtade töötlemiseks

## Toide

**Pinge:** 100–240 V

**Laadimisaeg:** 100 minutit

**Tööaeg:** Vähemalt 370 välgatust

## Tehnilised andmed

**Suure jõudlusega lamp:** Tekitab üle 250000 välgatuse

## Lisatarvikud

**Kehakarvade eemaldamise tarvik (4 cm<sup>2</sup>):**

Kasutamiseks allpool kaela

**Bikiinipiirkonna otsak (2 cm<sup>2</sup>):** Spetsiaalselt

bikiinipiirkonna karvade eemaldamiseks

**Näootsak (2 cm<sup>2</sup>):** Ohutuks kasutamiseks näol

## Teenindus

**Garantii:** 2-aastane ülemaailmne garantii

## Komplektis olevad esemed

**Laadija:** Mitmevoldiline laadija

**Kasutusjuhend:** Kasutusjuhend

**Hoiundamine:** Luksuslik kott

**Tarvik:** Puhastuslapp

## Kasutusaeg

**Sääreosa:** 8 min

**Kaenlaauk:** 1 min

**Bikiinijoon:** 1 min

**Näopiirkonnad:** 1 min

