

PHILIPS

Ilmansuodattimet

InnoSpire Deluxe

4 kpl/pakkaus

HH1311

 Product Picture

Innospire Deluxe kuuluu Innospire-tuotesarjaan

Ilmansuodattimet ylläpitävät kompressorin hyvää suorituskykyä estämällä suurikokoisten pölyhiukkasten pääsyn kompressorin sisälle. Suodatin on vaihdettava, kun se värjäytyy tai likaantuu.

InnoSpire-laitteiden ylläpito

- Pidä huolta InnoSpire Essence- ja Elegance -laitteestasi

Kohokohdat

Ilmansuodattimet – 4 kpl/pakkaus

Ilmansuodatin (4 kpl/pakkaus) suodattaa InnoSpire-kompressorin ottamasta ilmasta suurikokoiset pölyhiukkaset ja tehostaa sen toimintaa

Tekniset tiedot

Ylläpito

Ilmansuodattimet: 4 pack

