

PHILIPS

Ilmansuodattimet

Sami the Seal

5 ilmansuodattimen pakkaus

Vaihda suodatin 3 kk:n välein

Käytettäväksi Sami the Sealin kanssa

Käytettäväksi Willis the Whalen kanssa

HH1314



Lääkkeen otto käy leikiten

Tämä 5 ilmansuodattimen pakkaus on tarkoitettu Sami the Seal- ja Willis the Whale -sumutinkompressoreihin. Suodatin on vaihdettava 30 päivän välein tai kun se näyttää likaiselta/harmaalta.

Kompressorin ylläpitoon

- Lapsille tarkoitetun kompressorin ylläpitoon

Kohokohdat

Ilmansuodatin



Ilmansuodatin (5 kpl/pakkaus) suodattaa Sami the Seal- tai Willis the Whale -kompressorin ottamasta ilmasta suurikokoiset pölyhiukkaset ja auttaa kompressoria toimimaan tehokkaasti.

