

# PHILIPS

Luchtinlaatfilters

InnoSpire

Verpakking van 4 stuks

Te gebruiken met InnoSpire  
Elegance

Te gebruiken met InnoSpire  
Essence

HH1312



## Houd uw InnoSpire Essence of Elegance in goede staat

De luchtinlaatfilters houden uw compressor in goede staat door te voorkomen dat grote stofdeeltjes in de compressor terechtkomen. Het is belangrijk om het filter te verwisselen wanneer het vies wordt of verkleurt.


### Voor het onderhoud van uw InnoSpire Essence en Elegance

- Houd uw InnoSpire Essence of Elegance in goede staat

# Kenmerken

# Specificaties

## Luchtinlaatfilters - verpakking van 4



De luchtinlaatfilters (verpakking van 4 stuks) filteren grote stofdeeltjes uit de lucht die in uw InnoSpire-compressor wordt gezogen. Hierdoor blijft de compressor in goede staat.

## Productgegevens

**For use with:** InnoSpire Elegance, InnoSpire Essence

**Air inlet filters:** 4 pack

**Replace:** 1 filter every 3 months, or when discolored or dirty

