

PHILIPS

Aparat IPL pt.
îndepărtarea părului

Lumea Advanced

Pentru utilizare pe corp

15 minute pentru tratarea
gambelor

>250.000 pulsații de lampă

Cablu foarte lung

SC1995/00

 Product Picture

Reducere blândă a părului pe termen lung

Lumea Advanced de la Philips este minunat pentru a preveni reapariția părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Îndepărtare de lungă durată a părului cu tehnologie IPL

- Piele catifelată în fiecare zi
- Eficient fără efort
- Adaptat pentru utilizare sigură și eficientă la tine acasă
- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și de piele

Sigur, rapid și eficient pentru corp

- Pentru utilizarea pe corp
- Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă
- Tratare delicată

Libertate maximă, bătaie de cap minime

- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse
- Modul Glisare și Flash pentru aplicare comodă
- Cinci setări reglabile de energie luminoasă


Repere

Tehnologia IPL



Philips Lumea utilizează o tehnologie inovatoare pe bază de lumină numită IPL (lumină intens pulsată), derivată din tehnologia utilizată în saloanele profesionale de frumusețe. Philips a adaptat această tehnologie pentru utilizare sigură și eficientă în confortul casei tale. Philips a colaborat cu dermatologi de marcă pentru a dezvolta sistemul nostru inovator de îndepărtare a părului. Timp de peste 10 ani am făcut cercetări de piață extensive pe segmentul consumatori în care am inclus peste 2000 de voluntari.

Piele catifelată în fiecare zi



Philips Lumea utilizează pulsații delicate de lumină la rădăcina firului de păr. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îți lasă pielea frumoasă și fără păr, fină la atingere.

Eficient fără efort

Studiile noastre clinice au arătat o reducere semnificativă a părului după doar patru tratamente efectuate o dată la două săptămâni având ca rezultat o piele catifelată fără păr. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de creșterea părului. – Pentru a mări această imagine, apasă pe imaginea din galeria de imagini din partea de sus a acestei pagini

Toate tipurile de păr și piele



Philips Lumea are acțiune eficientă asupra părului blond închis (natural), șaten și negru. Ca și alte tratamente pe bază de lumină, Philips Lumea NU este eficient pentru părul roșcat, blond deschis sau alb/cenușiu. Acest produs NU este adecvat nici pentru pielea închisă la culoare.

Zone de aplicare

Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul din zonele corpului aflate sub linia gâtului: picioare, zona axilară, zona inghinală, brațe și abdomen.

Tratament rapid pe picioare

Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă pe suprafețe mari, cum ar fi picioarele.

Tratare delicată

Delicat cu pielea ta.

Nu sunt necesare piese de schimb



Philips Lumea este o soluție completă, gata de utilizare chiar din cutie. Mai important, nu necesită nicio lampă de schimb sau gel.

Mod Glisare și Flash



Modul principal de aplicare permite mișcarea de glisare pentru aplicare mai comodă și continuă.

Cinci setări de energie luminoasă

Philips Lumea are cinci setări reglabile de energie luminoasă pentru a asigura tratamentul delicat, dar eficient. Utilizat corect, tratamentul IPL cu Philips Lumea este sigur și delicat, putând fi utilizat chiar și în zonele cu piele sensibilă și în zonele sensibile ale corpului.

Specificații

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Ombilic, Zona inghinală, Axile

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare comodă

Stamp și Flash: Pentru tratarea zonelor curbate

Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Putere

Voltaj: 100-240 V

Specificații tehnice

Lampă cu performanță idicată: Furnizează > 250.000 pulsații

Atașamente

Fixare corp (4cm2): Pentru utilizare sub linia gâtului

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Accesorii: Lavetă de curățare

Timp de aplicare

Membrului inferior: 8 min

Subsuoară: 1 min

Zona inghinală: 2 min

