

PHILIPS

Kit con arnés S/M

DreamWear Nasal

Comodidad excepcional

Mejor ajuste y sellado

Duerma de la forma que sueña

Mejor estabilidad que nunca

HH1150/00



Destacados

Comodidad excepcional

El 94% de los usuarios de la máscara nasal DreamWear que fueron encuestados indicaron que dormían cómodos cuando usaban la máscara DreamWear con el arnés mejorado.¹ Los usuarios opinan que la máscara nasal DreamWear con el arnés mejorado es más cómoda que la máscara nasal ResMed Airfit N30i.¹

Mejor ajuste y sellado

Los usuarios¹ de la máscara nasal DreamWear dijeron que estaban más satisfechos con el ajuste y el sellado** de la máscara DreamWear con el arnés mejorado que con su máscara recetada. Según los usuarios de la máscara nasal DreamWear, la máscara DreamWear con arnés mejorado tiene mejor ajuste que la máscara nasal ResMed Airfit N30i.²

Duerma de la forma que sueña

Al mantener la máscara y el arnés ajustados, puede tener una mejor calidad de sueño durante toda la noche. La mayoría de los usuarios¹ de la máscara nasal DreamWear que fueron encuestados afirmaron que estaban más satisfechos con la calidad del sueño gracias al uso de la máscara DreamWear con arnés mejorado. Sin la limitación de movimientos por tubos incómodos, los pacientes pueden dormir en la posición¹ que desean, boca abajo, de costado o de espalda.

Mejor estabilidad que nunca

Con un diseño innovador que evita el deslizamiento, el arnés DreamWear con brazos ofrece mayor estabilidad. Los brazos funcionan de la misma manera que las patas de los anteojos, ya que inmovilizan la máscara y el arnés cuando se usan. El 88% de los usuarios¹ de la máscara nasal DreamWear indicó que nuestra máscara con el arnés mejorado era más estable que el arnés original.

Especificaciones

Limpieza

Hand wash with mild detergent: Enjuague bien, cuélgue o seque al aire

Detalles del producto

Materials: Silicona, policarbonato, espuma de poliuretano, nylon, spandex, elastómero termoplástico, poliéster

Materials not included: No está fabricado con látex de caucho natural

Length of Small Frame: 19 pulgadas

Length of Medium Frame: 20 pulgadas

Package contents: Almohadillas pequeñas y medianas, estructuras pequeñas y medianas (arnés con brazos)

Part Number: 1142376

Reimbursement information: HCPS A7034, A7035

