

# PHILIPS

## Näskudde

## DreamWisp

DreamWisp-kudde, reservdel

Kudde, Medium

HH1145/02



## Sov bekvämt oavsett sovställning

DreamWisp-kudden med automatisk tätning, i kombination med att slangen placeras ovanpå huvudet, ger dig friheten att sova i vilken ställning som helst hela natten.

### Få delar

- Rätt passform med få delar

### Innovativ design

- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

### Bekväm och lättanvänd

- Kudde med komfort och trygghet


# Funktioner

## Utformad med få delar



DreamWisp-huvudbandet är utformat för att ge dig utmärkt komfort. Fyrpunktshuvudbandet är utformat för stabilitet med få delar och den mjuka och lätta ramen fungerar även som luftflödeskanal för DreamWisp. Det innebär att färre komponenter kommer i kontakt med dig när du sover så att du kan njuta av din bekväma terapi - hela natten, varje natt.

## Wisp-kudden



DreamWisp kombinerar prestanda hos en näsmask med en minimalt invasiv design, utmärkt tätning och den bekväma Wisp-kuddtekniken. Patienter är mycket nöjda med hur bra masken håller tätt vid användning.

## Frihet att välja



Den modulära utformningen av DreamWisp-kudden med automatisk tätning innebär att du kan välja den kudde som fungerar bäst för dig, på en och samma ram.

# Specifikationer

## Produktdetaljer

Material: Silikon

Material: Polykarbonat

Garanti: 90 dagar

## Kalibreringsdata

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:

Skölj noggrant, häng upp eller lufttorka

