

PHILIPS

Näskudde

DreamWisp

DreamWisp-kudde, reservdel

Kudde, Large

HH1145/03



Sov bekvämt oavsett sovställning

DreamWisp-kudden med automatisk tätning, i kombination med att slangen placeras ovanpå huvudet, ger dig friheten att sova i vilken ställning som helst hela natten.

Få delar

- Rätt passform med få delar

Innovativ design

- En moduldesign för fler alternativ att välja bland

Bekväm och lättanvänd

- Kudde med komfort och trygghet

Funktioner

Utformad med få delar

DreamWisp-huvudbandet är utformat för att ge dig utmärkt komfort. Fyrpunktshuvudbandet är utformat för stabilitet med få delar och den mjuka och lätta ramen fungerar även som luftflödeskanal för DreamWisp. Det innebär att färre komponenter kommer i kontakt med dig när du sover så att du kan njuta av din bekväma terapi - hela natten, varje natt.

Wisp-kudden

DreamWisp kombinerar prestanda hos en näsmask med en minimalt invasiv design, utmärkt tätning och den bekväma Wisp-kuddtekniken. Patienter är mycket nöjda med hur bra masken håller tätt vid användning.

Frihet att välja

Den modulära utformningen av DreamWisp-kudden med automatisk tätning innebär att du kan välja den kudde som fungerar bäst för dig, på en och samma ram.

Specifikationer

Produkt detaljer

Material: Silikon

Material: Polykarbonat

Garanti: 90 dagar

Kalibreringsdata

Handtvätta med ett mildt rengöringsmedel:

Skölj noggrant, häng upp eller lufttorka

