

PHILIPS

Philips Home
Nebulizer


Compressor
Nebulizer System

Tratamiento en 6 minutos**

Trata la gripe y el resfriado
comunes

Tratamiento eficaz

HH1363/01



Tratamiento de inhalación para toda la familia

Alivio eficaz para el resfriado y la gripe tanto para adultos como para niños Ayuda a limpiar, deshumidificar y descongestionar las vías respiratorias de su hijo*. Todos los productos de Philips cumplen con la legislación vigente. Puede consultar el uso previsto en el manual de instrucciones.

KBA 1

- Fácil de usar
- Tratamiento en 6 minutos¹

Enfermedades ROW

- Suministra aerosol a las vías respiratorias alta y baja

Tratamiento por inhalación ROW

- Tratamiento por inhalación familiar para el resfriado y la gripe*

Humidificación ROW

- Humidifica y descongestiona las vías respiratorias

Alivia los síntomas ROW

- Ayuda a aliviar los síntomas del resfriado y la gripe de su familia*

Destacados

Administr. aerosol vías respiratorias

Para el resfriado, la gripe, el asma y otras enfermedades respiratorias†

Tratamiento por inhalación

Suave tratamiento por inhalación que ayuda a aliviar la congestión para que pueda respirar con más facilidad*.

Humidifica y descongestiona

Philips Home Nebulizer humidifica y descongestiona la sequedad y congestión de las vías respiratorias causadas por los resfriados y la gripe, y proporciona alivio para toda la familia.

Alivia síntomas resfriado y gripe

Philips Home Nebulizer ayuda a aliviar los síntomas del resfriado y la gripe, y mejora y calma las molestias*.

Fácil de usar

El más pequeño de los nebulizadores con compresor para el hogar de Philips, Philips Home Nebulizer es además ligero y de fácil uso.

Tratamiento en 6 minutos

Diseño compacto que suministra tratamientos de medicamentos en nebulizador en solo 6 minutos¹.

Especificaciones

Servicios

Peso: 1,2 kg

Servicio

Dimensiones: 172 mm x 237 mm x 97 mm

Número de pieza

Kit SideStream con mascarillas: 2350

Filtros entrada aire nebulizador uso

doméstico: 1083128

Información técnica

Nivel de ruido: $$ 60 dBA (a 1 metro)

Suministro eléctrico: 230 V de CA/50 Hz

Velocidad de flujo del compresor: 16 - 6 l/min

Modo de funcionamiento: Intermitente

