

PHILIPS

Maska nosowa

DreamWisp

Przewód powietrza na szczycie głowy

Poduszka z samoczynnym uszczelnianiem

Łatwa do zamocowania uprząż

HH1144/04



Spokojny sen przez całą noc

Maska DreamWisp pomaga spać komfortowo każdej nocy. Dzięki połączeniu konstrukcji maski DreamWear umożliwiającej podłączanie przewodu powietrza na szczycie głowy z poduszką nosową minimalnego kontaktu maski Wisp, maska DreamWisp pozwala spać w ulubionej pozycji.

Minimalna liczba części

- Oczekiwane dopasowanie przy minimalnej liczbie elementów
- Łatwe mocowanie, prosta regulacja

Magnetyczne zaciski

- Zaciski uprząży i poduszka maski zawierają magnesy

Otwarte pole widzenia

- Możliwość założenia okularów, czytania lub oglądania telewizji

Innowacyjna konstrukcja


- Pozwala na sen w dowolnej pozycji

Komfort i łatwość użytkowania

- Wygodna i sprawdzona poduszka

Zalety

Magnetyczne zaciski



Przed użyciem tej maski należy skontaktować się ze specjalistą. Niektóre urządzenia medyczne mogą być narażone na działanie pól magnetycznych. Zaciski magnetyczne w tej masce powinny być przechowywane co najmniej 50 mm od wszelkich aktywnych urządzeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wszczepianych, takich jak stymulatory serca, defibrylatorów i implantów ślimakowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do zestawu.

Sen w dowolnej pozycji

Dzięki rewolucyjnej konstrukcji umożliwiającej podłączanie przewodu powietrza na szczycie głowy z dala od ciała maska DreamWisp umożliwia większą swobodę ruchu. Przez całą noc można bezproblemowo zmieniać pozycję spania – na boku, na plecach i na brzuchu. Użytkownicy są zadowoleni, że podczas snu maska pozostaje na swoim miejscu.

Minimalna liczba elementów

Czteropunktowa uprząż maski DreamWisp zapewnia wyjątkowy komfort i stabilną pozycję z zastosowaniem mniejszej liczby elementów.

Delikatna, lekka rama składająca się z dwóch ramion pełni w masce DreamWisp rolę kanału przepływu powietrza. Oznacza to, że podczas snu mniej elementów styka się z ciałem użytkownika, dzięki czemu może on korzystać z komfortowej terapii przez całą noc, każdej nocy.

Magnetyczne zaciski

Wygoda stosowania terapii zaburzeń oddychania podczas snu mobilizuje użytkownika do jej kontynuowania. Maskę DreamWisp wyposażono w magnetyczne zaciski, które można bezproblemowo zapiąć i odpiąć, co pozwala szybko i łatwo zakładać i zdejmować maskę. Użytkownicy przyznają, że są najbardziej zadowoleni z łatwości użytkowania maski DreamWisp.

Poduszka Wisp

Maska DreamWisp łączy w sobie skuteczność działania i komfort maski nosowej z minimalnie inwazyjną konstrukcją, wysokim poziomem szczelności i wygodną poduszką w technologii Wisp. Pacjenci są bardzo zadowoleni z doskonałego przylegania maski podczas użytkowania.

Brak ograniczenia widoczności

Konstrukcja umożliwiająca podłączanie przewodu powietrza na szczycie głowy nie ogranicza pola widzenia. Po założeniu maski DreamWisp można przed zaśnięciem czytać, serfować w Internecie lub oglądać telewizję.

Dane techniczne

Szczegółowe dane produktu

Materials: Silikon

Materials: Poliwęglan

Materials: Pianka poliuretanowa

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliester

Materials: Magnes (acetal)

Warranty: 90 dni

Operating pressure: 4–30 cmH₂O

Sound level: 18,7 dBA

Wymiana

Inspect for daily wear: Wymiana przy pierwszych oznakach zużycia

Ostrzeżenie: zakłócenia elektromagnetyczne

Beware with pacemakers: Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi

Przeznaczenie

To be used on patients (<gt/>66 lbs/30kg):

Pacjenci z przepisana terapią CPAP

Dane dotyczące kalibracji

Hand wash with mild detergent: Dokładnie wypłukać, powiesić lub wysuszyć na powietrzu

