

PHILIPS

Maska
pełnotwarzowa

Amara View

Pojedyncze opakowanie

Duża poduszka

z uprzęzą

HH1223



Ciesz się nieprzesłoniętym widokiem

Dzięki nowatorskiej konstrukcji podnosowej maska Amara zapewnia niczym nieprzysłonięte pole widzenia oraz nie powoduje czerwonych odcisków, dyskomfortu ani podrażnień skóry na grzbiecie nosa

Innowacyjna podnosowa konstrukcja

- Komfort i skuteczność

Otwarte pole widzenia umożliwiające noszenie okularów

- Najszersze pole widzenia wśród najpopularniejszych pełnych masek twarzowych

Najmniejszy i najlżejszy model

- Zakrywa twarz w mniejszym stopniu niż inne popularne pełne maski twarzowe.

Zalety

Najmniejszy i najlżejszy model




Mniejszy* i lżejszy** od tradycyjnych pełnych masek twarzowych, model Amara View pokrywa mniejszą część twarzy pacjenta niż porównywalne maski. Niewielka poduszka i rama maski nie przesłaniają widoku. * Testy wewnętrzne: dane dostępne w ewidencji. ** Z wyłączeniem przewodu powietrznego maski Amara View z szybkozłączem.

Innowacyjny design



Nie powoduje czerwonych odcisków, dyskomfortu ani podrażnień skóry na grzbiecie nosa

Otwarte pole widzenia



Dzięki otwartej konstrukcji można z łatwością założyć okulary, czytać, oglądać telewizję i korzystać z tabletu przed zaśnięciem.

Dane techniczne

Projekt

Quiet exhalation: Łącznik kątowy z możliwością obrotu o 360°

Dane techniczne

Sound pressure level: 24,2 dBA

N° of parts: Cztery

Cushion material: Płynna guma silikonowa (LSR)

Headgear material: Poliuretan, nylon/lycra

Headgear clips/Tubing material:

Termoplastyczny elastomer poliestrowy

Quick release feature material:

Polioksymetylen (acetal)

Frame/Elbow/Swivel material: Poliwęglan

Operating pressures: 4–20 cmH₂O

