

PHILIPS

Maska nosowa

Pico

Zestaw

z małą/średnią poduszką

HH1032



Zalety

Kompaktowa i naturalnie dopasowana




Poduszka typu „czubek nosa” znajduje się pod grzbietem nosa, utrzymując minimalny kontakt z twarzą, a jednocześnie zapewniając doskonałą szczelność. * Dane dostępne w ewidencji. Wewnętrzna ankieta marketingowa z 2013 r.

Minimalizm i lepsze przyleganie



Konstrukcja i zaciski uprząży ułatwiają użytkowanie i czyszczenie.

Najlżejszy i najmniejszy model



Dzięki minimalnej powierzchni kontaktu po założeniu maska Pico zapewnia pełną swobodę podczas oglądania telewizji czy czytania. * Dane dostępne w ewidencji. Wewnętrzna ankieta marketingowa z 2013 r.

Dane techniczne

Specifications

Operating pressure: 4–20 cm H₂O

Sound pressure level: 19 dBA

Frame/Elbow/Swivel material: Poliwęglan

Talon clips material: Termoplastyczny elastomer poliestrowy

Dane techniczne

N° of parts: Pięć

Cushion material: Silikon/poliwęglan

Headgear material: Tkanina UBL/pianka uretanowa/nylon/lycra

