

PHILIPS

Maska nosowa Wisp

Zestaw


3 poduszki (S/M, L, XL)

HH1024



Zalety

Większa niezależność




Smukła konstrukcja maski Wisp eliminuje potrzebę stosowania podkładki na czoło, dzięki czemu użytkownik ma szersze pole widzenia.

Kompaktowa i naturalnie dopasowana



Poduszka typu „czubek nosa” znajduje się pod grzbietem nosa, utrzymując minimalny kontakt z twarzą, a jednocześnie zapewniając doskonałą szczelność. * Potwierdzenie przez bazę danych antropometrycznych.

Oszczędny design, lepsze przyleganie



Konstrukcja i zaciski upręży ułatwiają użytkowanie i czyszczenie.

Magnetyczne zaciski

Przed użyciem tej maski należy skontaktować się ze specjalistą. Niektóre urządzenia medyczne mogą być narażone na działanie pól magnetycznych. Zaciski magnetyczne w tej masce powinny znajdować się co najmniej 50 mm od wszelkich aktywnych urządzeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wszczepianych, takich jak stymulatory serca, defibrylatory i implanty ślimakowe. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do zestawu.

Dane techniczne

Konstrukcja

Patented design: Poduszka nakładana na czubek nosa

Quiet exhalation: Łącznik kątowy z możliwością obracania o 360°

Specifications

Sound pressure level: 19 dBA

Frame material: Nylon/spandex/pianka uretanowa

Swivel material: Silikon/poliwęglan

Operating pressures: 4–20 cmH₂O

Dane techniczne

N° of parts: Sześć

Cushion material: Silikon/poliwęglan

Headgear material: Tkanina UBL/pianka uretanowa/nylon/lycra/nylon termoplastyczny

Tubing material: Termoplastyczny elastomer poliestrowy

Elbow/Swivel material: Poliwęglan

Headgear clips material: Kopolimer acetalu

