

# PHILIPS

Maska nosowa

Pico

Zestaw

z bardzo dużą poduszką

HH1032



## Maska, która oferuje zdecydowanie więcej niż inne rozwiązania

Atrakcyjna wizualnie tradycyjna maska nosowa, która jest łatwa w użyciu, bardzo wygodna i szczelna, a jednocześnie w minimalnym stopniu przylega do twarzy.

### **Kompaktowa konstrukcja**

- Maskę Pico można komfortowo dopasować do twarzy 98% osób\*
- Najlżejsza i najmniejsza tradycyjna maska nosowa\*

### **Skuteczność i wygoda**

- Szybkie i łatwe dopasowanie i regulacja

## Zalety

### Kompaktowa i naturalnie dopasowana




Poduszka typu „czubek nosa” znajduje się pod grzbietem nosa, utrzymując minimalny kontakt z twarzą, a jednocześnie zapewniając doskonałą szczelność. \* Dane dostępne w ewidencji. Wewnętrzna ankieta marketingowa z 2013 r.

### Minimalizm i lepsze przyleganie



Konstrukcja i zaciski uprząży ułatwiają użytkowanie i czyszczenie.

### Najlżejszy i najmniejszy model



Dzięki minimalnej powierzchni kontaktu po założeniu maska Pico zapewnia pełną swobodę podczas oglądania telewizji czy czytania. \* Dane dostępne w ewidencji. Wewnętrzna ankieta marketingowa z 2013 r.

## Dane techniczne

### Specifications

Operating pressure: 4–20 cm H<sub>2</sub>O

Sound pressure level: 19 dBA

Frame/Elbow/Swivel material: Poliwęglan

Talon clips material: Termoplastyczny elastomer poliestrowy

### Dane techniczne

N° of parts: Pięć

Cushion material: Silikon/poliwęglan

Headgear material: Tkanina UBL/pianka uretanowa/nylon/lycra

