

# PHILIPS

IPL-  
hårfjerningsenhed

Lumea IPL 7000  
Series

5 manuelle  
intensitetsindstillinger

2 tilbehørsdele: krop, ansigt

Lumea IPL-app

Brug med ledning

BRI921/00



## Fantastiske resultater, fantastisk værdi

Nyd 12 måneder med glat og hårfri hud\*

Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

### Skånsom og effektiv til glat hud, der varer længe

- Behandling kun 2x om måneden giver hurtige resultater
- Udviklet i samarbejde med dermatologer til at være nem og effektiv
- Ekstra langt kabel giver ekstra fleksibilitet under behandlingen

### Komplet løsning til ansigt og krop

- Komplet løsning til ansigt og krop med 2 tilbehørsdele
- Leveres med Satin Compact-pentrimmer
- Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

### Personligt tilpasset IPL-hårfjerningsbehandling

- Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger
- Optimer din rutine med Philips Lumea IPL-appen

# Vigtigste nyheder

## 2x om måneden for hurtige resultater




Hver anden uge til at starte med – det er halvt så mange behandlinger som andre varemærker. Efterfulgt af opfriskning kun én gang om måneden. Det er det hele. Det tager 15 minut at dække begge underben.

## 2 dedikerede tilbehørsdele



Forskellige hoveder til arbejde på kroppen og i ansigtet med hastighed og præcision til skånsom brug, selv på sensitive områder. Ansigtstilbehøret har et integreret lysfilter, som giver præcis behandling.

## Philips Lumea IPL-appen




Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.

## Hudfarvesensor



Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

## Udviklet i samarbejde med dermatologer



Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.

## Satin Compact-pentrimmer




Fuldend din skønhedspleje: Satin Compact-trimmeren er et diskret skønhedsværktøj til brug på farten, der hurtigt og nemt fjerner selv de fineste ansigtshår.

## Ekstra langt kabel



Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvrerdygtighed.

## Til mange hud- og hårtyper



IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrown (I-IV).

# Specifikationer

## Sikkerhed og justerbare indstillinger

**Integreret UV-filer:** Beskytter huden mod UV-lys

**5 lysenergiindstillinger:** Justerbar i forhold til din hudtype

**Integreret sikkerhedssystem:** Undgår utilsigtede blink

## Programtilstand

**Slide and Flash:** For hurtig anvendelse

**Stamp and Flash:** Til behandling på små områder

**Ledningsbaseret/ledningsfri brug:** Brug med ledning

## Pentrimmer

**Tilbehør:** Kam til øjenbryn, Rensebørste

**Brugervenlig:** Kompakt håndtag

**Strøm:** AAA batteri

## Strøm

**Brug med ledning**

## Tekniske specifikationer

**High performance lamp:** Bygget til at holde, 250.000 blink, svarende til 20 års pærelevetid\*\*

**Spænding:** 100-240 V

## Tilbehør

**Kropstilbehør (4 cm<sup>2</sup>):** Til brug fra halsen og nedefter

**Ansigtstilbehør (2 cm<sup>2</sup>):** Til brug under øjnene

## Service

**Garanti:** 2 års global garanti + 1 ekstra års garanti ved produktregistrering inden for 90 dage

## Medfølgende dele

**Instructions for use:** Brugervejledning

**Opbevaring:** Skønhedsetui

**Adapter:** 24 V/1500 mA

**Tilbehør:** Renseklud

## Anvendelsestid

**Bikini linje:** 4 min.

**Underben:** 15 min.

**Under armene:** 2,5 min.

**Bikini line:** 4 min

**Face areas:** 2 min

## Tekniske specifikationer for tilbehør

**Kropstilbehør:** Vinduesstørrelse: 4,0 cm<sup>2</sup>,

Behandling af kroppen: ben, arme, mave og under armene

**Ansigtstilbehør:** Vinduesstørrelse: 2 cm<sup>2</sup>, ekstra filter, Behandling af ansigtet: Overlæbe, hage og kæbelinje



\* Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben

\*\* Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikini linjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.