

PHILIPS

Maska nosowa

DreamWisp

Przewód powietrza na szczycie głowy

Poduszka z samoczynnym uszczelnianiem

Łatwa do zamocowania uprzęży

B. mała poduszka, śr. rama

HH1144/00



Spokojny sen przez całą noc

Maska DreamWisp pomaga spać komfortowo każdej nocy. Dzięki połączeniu konstrukcji maski DreamWear umożliwiającej podłączanie przewodu powietrza na szczycie głowy z poduszką nosową minimalnego kontaktu maski Wisp, maska DreamWisp pozwala spać w ulubionej pozycji.

Minimalna liczba części

- Oczekiwane dopasowanie przy minimalnej liczbie elementów
- Łatwe mocowanie, prosta regulacja

Magnetyczne zaciski

- Zaciski uprzęży i poduszka maski zawierają magnesy

Otwarte pole widzenia

- Możliwość założenia okularów, czytania lub oglądania telewizji

Innowacyjna konstrukcja

- Pozwala na sen w dowolnej pozycji

Innowacyjny design

- Złącze przewodu powietrza na szczycie głowy

Zalety

Magnetyczne zaciski



Przed użyciem tej maski należy skontaktować się ze specjalistą. Niektóre urządzenia medyczne mogą być narażone na działanie pól magnetycznych. Zaciski magnetyczne w tej masce powinny być przechowywane co najmniej 50 mm od wszelkich aktywnych urządzeń medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń wszczepianych, takich jak stymulatory serca, defibrylatorów i implantów ślimakowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do zestawu.

Sen w dowolnej pozycji



Dzięki rewolucyjnej konstrukcji umożliwiającej podłączenie przewodu powietrza na szczycie głowy z dala od ciała maska DreamWisp umożliwi większą swobodę ruchu. Przez całą noc można bezproblemowo zmieniać pozycję spania – na boku, na plecach i na brzuchu. Użytkownicy są zadowoleni, że podczas snu maska pozostaje na swoim miejscu.

Minimalna liczba elementów



Czteropunktowa uprząż maski DreamWisp zapewnia wyjątkowy komfort i stabilną pozycję z zastosowaniem mniejszej liczby elementów. Delikatna, lekka rama składająca się z dwóch ramion pełni w masce DreamWisp rolę kanału przepływu powietrza. Oznacza to, że podczas snu mniej elementów styka się z ciałem użytkownika, dzięki czemu może on korzystać z komfortowej terapii przez całą noc, każdej nocy.

Magnetyczne zaciski




Wygoda stosowania terapii zaburzeń oddychania podczas snu mobilizuje użytkownika do jej kontynuowania. Maskę DreamWisp wyposażono w magnetyczne zaciski, które można bezproblemowo zapiąć i odpiąć, co pozwala szybko i łatwo zakładać i zdejmować maskę. Użytkownicy przyznają, że są najbardziej zadowoleni z łatwości użytkowania maski DreamWisp.

Poduszka Wisp



Maska DreamWisp łączy w sobie skuteczność działania i komfort maski nosowej z minimalnie inwazyjną konstrukcją, wysokim poziomem szczelności i wygodną poduszką w technologii Wisp. Pacjenci są bardzo zadowoleni z doskonałego przylegania maski podczas użytkowania.

Brak ograniczenia widoczności



Konstrukcja umożliwiająca podłączenie przewodu powietrza na szczycie głowy nie ogranicza pola widzenia. Po założeniu maski DreamWisp można przed zaśnięciem czytać, serfować w Internecie lub oglądać telewizję.

Sen w ulubionej pozycji



Dzięki przeniesieniu złącza przewodu powietrza na szczyt głowy maska DreamWear Gel Pillows pozwala na większą swobodę ruchu podczas snu. Użytkownicy masek DreamWear Gel Pillows twierdzą, że po jej założeniu nie muszą wybierać pozycji do spania*.

Dane techniczne

Szczegółowe dane produktu

Materials: Silikon

Materials: Poliwęglan

Materials: Pianka poliuretanowa

Materials: Nylon

Materials: Spandex

Materials: Poliester

Materials: Magnez (acetal)

Warranty: 90 dni

Operating pressure: 4–30 cmH2O

Sound level: 18,7 dBA

Wymiana

Inspect for daily wear: Wymiana przy pierwszych oznakach zużycia

Ostrzeżenie: zakłócenia elektromagnetyczne

Beware with pacemakers: Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi

Przeznaczenie

To be used on patients (<gt;/>66 lbs/30kg):

Pacjenci z przepisana terapią CPAP

Dane dotyczące kalibracji

Hand wash with mild detergent: Dokładnie wypłukać, powiesić lub wysuszyć na powietrzu

