

PHILIPS

Mascarilla nasal

DreamWear

Fit pack - estructura y 4 almohadillas

INTL



HH1111



DreamWear®

Máscara nasal con almohadilla debajo de la nariz

El innovador diseño* de DreamWear le ofrece la libertad y la comodidad de dormir como a usted le gustaría.

Libertad de movimiento

- Para un sueño más natural
- Estructura suave y flexible
- Diseño innovador que ofrece mayor libertad en la terapia del sueño
- Mayor comodidad con DreamWear

Sin marcas rojas en el puente de la nariz

- Almohadilla debajo de la nariz
- Diseño delgado del arnés

Visión sin obstrucciones

- Conexión de la manguera sobre la cabeza
- Leer sin impedimentos o mirar televisión

Destacados

Almohadilla debajo de la nariz



La almohadilla de la máscara se ubica suavemente debajo de la nariz, lo que evita puntos de presión en el puente de la nariz e irritaciones desagradables de la piel en las fosas nasales.

Un sueño más natural



DreamWear combina las ventajas de las máscaras de contacto mínimo con las máscaras nasales, ofrece excelente comodidad y permite lograr una terapia del sueño exitosa.

Conexión de la manguera sobre la cabeza



El aire exhalado no se descarga directamente en la nariz, sino en la parte superior de la cabeza. Esta posición de la manguera permite


una mayor libertad de movimiento durante el sueño. Los usuarios afirman que ya no necesitan dormir en una posición especial desde que usan DreamWear, sino que tienen más libertad.*

Leer o mirar televisión



Gracias al diseño abierto, DreamWear ofrece un campo de visión muy amplio, por lo tanto, puede usar gafas y leer, mirar televisión o usar una tableta PC en la cama antes de irse a dormir.

Estructura suave y flexible




El material flexible, a través del cual fluye el aire, se apoya suavemente sobre la piel, evita puntos de presión y ofrece un ajuste cómodo.

Diseño innovador

El diseño* innovador de la máscara DreamWear evita las heridas por presión y la irritación de la piel en las fosas nasales y en el puente nasal, y da al usuario, además de

un campo de visión claro, mayor libertad de movimiento mediante la conexión de la manguera sobre la cabeza.

Diseño delgado del arnés



DreamWear combina comodidad y estética: el arnés es elegante en cuanto al color y no tiene obstrucciones, lo que hace que DreamWear sea lo más discreto posible y no tenga interrupciones.

Mayor comodidad con DreamWear

Los usuarios indicaron que la máscara DreamWear era más cómoda que su máscara previamente recetada, ya que es apenas perceptible.

Especificaciones

Diseño innovador

Comfort and performance: Reduce la irritación cutánea

Especificaciones

Presión de funcionamiento: 4 -20 cmH2O

Nivel de presión acústica: 18 dBA

Nº de piezas: Cinco

Material del arnés: Espuma de

uretano/nylon/spandex

Material del marco: Policarbonato

Frame/Elbow/Swivel material: Policarbonato

