

PHILIPS

Aparat IPL pentru
îndepărtarea părului

Lumea Prestige

Cu tehnologie SenseIQ

Pentru corp și față

Cu senzor SmartSkin

Utilizare cu și fără fir

BRI950/00



Bucură-te de 6 luni de piele fină, fără păr*

2 accesorii inteligente – pentru rezultate optime

Philips Lumea Prestige cu tehnologia SenseIQ este cea mai eficientă tehnologie IPL a noastră. Concepute pentru un tratament comod acasă, accesoriile inteligente Lumea se potrivesc perfect pe orice formă a corpului și se adaptează fiecărei zone a corpului.

Libertate maximă, bătaï de cap minime

- Cu senzor SmartSkin
- Aplicația Lumea IPL. Alături de tine la fiecare pas
- Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

Piele fină o perioadă îndelungată cu tehnologia Lumea IPL


- Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor
- Utilizează aparatul cu sau fără fir
- Tratament dovedit a fi delicat și eficient
- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și piele
- Tehnologie SenseIQ pentru îndepărtare personalizată a părului

Tratament IPL profesional pentru zonele corpului

- Accesorii inteligente adaptează programele pentru fiecare zonă a corpului
- Accesoriu pentru corp cu formă curbată în interior
- Accesoriu de precizie pentru față cu filtru suplimentar


Repere

Lumea previne creșterea părului*




IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsații delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îți lasă pielea frumoasă și fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creșterii părului este sigur și delicat, chiar și în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic și dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament ușor și eficient, în confortul propriei locuințe.

Eficacitate dovedită



Studiile obiective indică o reducere a părului de până la 92 % după trei tratamente**. Efectuează primele patru tratamente la fiecare două săptămâni, iar următoarele opt tratamente la fiecare patru săptămâni. După 12 tratamente te vei putea bucura de șase luni de piele fină, fără păr*.

Toate tipurile de păr și piele



Philips Lumea Prestige este eficient pentru o gamă largă de tipuri de păr și de piele. Funcționează pe păr natural blond închis,

șaten și negru și pe tonuri de piele variind de la piele foarte albă la cafeniu închis. IPL are nevoie de contrast între pigmentul culorii părului și pigmentul nuanței pielii, așa că (precum alte tratamente bazate pe IPL) Lumea nu poate fi utilizat pentru a trata păr alb, cărunț, blond deschis sau roșcat. Și nu este potrivit pentru piele foarte închisă la culoare.

Tehnologie SenseIQ



Detectează. Senzorul Lumea SmartSkin detectează nuanța pielii și indică cea mai confortabilă setare de lumină pentru tine. Adaptează. Accesoriile inteligente adaptează programe personalizate pentru fiecare zonă a corpului. Îngrijește. Dezvoltat împreună cu medici dermatologi și inspirat de tine pentru o îndepărtare delicată și de durată a părului, chiar și în zonele sensibile***.

Tratament pentru zonele corpului



Corpul tău este unic. Motiv pentru care pielea, liniile și formele sale trebuie tratate în mod unic. Accesoriile Lumea pentru întregul corp au forme care se potrivesc perfect fiecărei forme și vor adapta programe personalizate pentru fiecare zonă a corpului. Ferestrele de tratament sunt concepute pentru cel mai bun contact cu pielea, pentru a nu lăsa lumina să iasă, permițând tratamente eficiente și neagresive chiar și în zonele delicate sau sensibile.

Accesoriu pentru corp



Accesoriiul inteligent pentru corp are cea mai mare fereastră de tratament, de 4,1 cm², fiind perfect pentru tratarea rapidă a unor zone mai mari ale corpului, cum ar fi picioarele, brațele și abdomenul. Forma curbată în interior urmează îndeaproape contururile corpului, pentru un contact maxim cu pielea. Atașează accesoriul și acesta va adapta un program personalizat potrivit pentru zona respectivă a corpului. 83 % dintre femei sunt mulțumite de reducerea părului de pe picioare****.

Accesoriu pentru față



Accesoriiul pentru față a fost conceput cu atenție pentru a avea o fereastră mică, plată, de 2 cm², astfel încât să poți trata eficient și delicat părul de pe față. Ideal pentru buza superioară, bărbie sau linia maxilarului, accesoriul are un filtru suplimentar integrat. Când este montat pe dispozitiv, accesoriul inteligent adaptează automat tratamentul cu lumină pentru a fi potrivit pentru față. 84 % dintre femei sunt mulțumite de reducerea părului de pe față****.

Specificații

Specificații tehnice pentru accesorii

Accesoriu pentru tratamentul corpului:

Dimensiunea ferestrei: 4,1 cm², Formă: curbat convex, Tratament adaptat pentru corp

Accesoriu pentru tratamentul feței:

Dimensiunea ferestrei: 2 cm², filtru suplimentar, Formă: plat, Tratament adaptat pentru față

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Abdomen

Zone sensibile: Axile, Zona inghinală

Zonele feței: Bărbie, Buza superioară, Linia maxilarului

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în

funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Senzor SmartSkin: Setarea corectă la cerere

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru aplicare rapidă

Utilizare cu cablu / fără fir: Utilizare cu și fără fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea suprafețelor mici

Putere

Voltaj: 100-240 V

Specificații tehnice

Lampă cu performanță idicată: Furnizează > 250.000 pulsații****

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă de lux

Adaptor: 19,5 V/4000 mA

Timp de aplicare

Subsuoară: 2,5 min

Zona inghinală: 2 min

Zonele feței: 1,5 min

Gambe: 8,5 min



* Reducere medie a părului după 12 tratamente: 78 % pe picioare, 64 % în zona inghinală, 65 % în zonele axilare
* * Măsurat pe picioare, după 3 tratamente, 27 din 55 de femei obțin rezultate de 92 % sau superioare
* * * Când se urmează programul de tratament
* * * * Studiu realizat în Țările de Jos și Austria, pe 56 de femei, după 3 tratamente în zonele axilare, zona inghinală și pe picioare și după 2 tratamente pe față
* * * * * Durata de viață a lămpii nu depășește garanția universală Philips de 2 ani