

PHILIPS

Correa para el
pecho de repuesto

NightBalance

Cómoda de llevar y ajustar

HH1244/00



Estamos de su lado

Se trata de una correa para el pecho en caso de que necesite sustituir la que venía con su dispositivo NightBalance.

Correa para el pecho

- Estamos de su lado con una terapia para la apnea del sueño sin mascarilla

Especificaciones

Product details

Dimensions: 149,0 x 7,0 x 0,3 cm (58,7 x 2,8 x 0,1 in)

Weight: 62 g (2,2 oz.)

Materials: Poliamida, poliéster, licra, poliuretano y silicona

In-Use Life: 1 año

