

PHILIPS

Mikro-flexibler
Schlauch, 12 mm

DreamStation Go

Der kleinste Schlauch von
Philips

Ermöglicht besondere
Bewegungsfreiheit

Der leichteste Schlauch von
Philips



HH1455



Für mehr Bewegungsfreiheit im Schlaf

Unser 12-mm-Schlauch ist um 58% dünner als der Philips Performance-Schlauch mit 22 mm Durchmesser* und bietet mehr Flexibilität und Bewegungsfreiheit als ein 15-mm-Schlauch.**

Daten

Technische Daten

Material: TPE und Polypropylen

Austausch: Alle 6 Monate

Länge des Schlauchs: 187,5 cm

Gewicht des Schlauchs: 69 g

Innendurchmesser des Schlauchs: 12,12 mm

Teilenummer

Mikro-flexibler Schlauch, 12 mm: PR12

Service

Gewährleistung: 90-days

Kompatibilität

PAP-System: DreamStation Go Auto-CPAP

