

PHILIPS

 Product Picture

Kopfband mit
seitlichen Bügeln

DreamWear

Rutschfestes Design

Entwickelt für noch höheren
Komfort

Hervorragende Passform und
Abdichtung

Stabilität die ganze Nacht lang

HH1119/01

Überarbeitete Maskenhalterung mit seitlichen Bügeln

Das DreamWear Kopfband mit seitlichen Bügeln ist die neueste Innovation von Philips Respironics. Dank ihres rutschfesten Designs berichteten die Anwender ^{1 2} von einer höheren Stabilität, einer genaueren Passform und einer verbesserten Abdichtung der Maske.

Innovatives Design

- Kopfband mit Durchhaltevermögen
- Stabiler Komfort zum Wohlfühlen
- Hervorragende Passform und Abdichtung
- Stabilität die ganze Nacht lang
- Schlafen wie im Traum

Daten

Pflege

Handwäsche mit mildem Reinigungsmittel:

Sorgfältig abspülen, aufhängen oder an der Luft trocknen

Produktdetails

Materialien: Polyurethanschaum, Nylon, Elasthan, thermoplastisches Elastomer

Lieferumfang: DreamWear 1.5 Kopfband mit

seitlichen Bügeln

Teilenummer: 1116751

Erstattungsinformation: HCPS A7035



* 1. Studie zur Patientenpräferenz mit DreamWear Gelkissen Maske mit Benutzern des bisherigen Kopfbandes*; (n=47), Jan/März 2019, an 30 Tagen im Vergleich zum bisherigen Kopfband* für die DreamWear Gelkissen Maske. (*) Das bisherige Kopfband ist das reine Stoff-Kopfband, welches hinten aus einem geteilten Trageriemen besteht.

* 2. Studie zur Patientenpräferenz mit DreamWear Nasenmaske mit Benutzern des bisherigen Kopfbandes*; (n=140), Jan/März 2019, an 30 Tagen im Vergleich zum bisherigen Kopfband* für die DreamWear Nasenmaske. (*) Das bisherige Kopfband ist das reine Stoff-Kopfband, welches hinten aus einem geteilten Trageriemen besteht.

* *Passform und Abdichtung wurden unabhängig voneinander bewertet.