

AVENT
Nipplette

Duplo

SCF152/02



Uma solução simples para os mamilos invertidos

Eficaz e de fácil utilização

Os mamilos planos ou invertidos podem ser um problema para as mulheres que desejam amamentar. Através de uma suave sucção, o Nipplette puxa o mamilo para dentro de um pequeno copo de plástico.

Características e benefícios:

- Simples e discreto
- Testado clinicamente
- Não-cirúrgico – com uma suave sucção

Niplette
Duplo

Especificações

País de origem

- Inglaterra

Inclui

- Discos descartáveis: 2 unid.
- Niplette: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

- Fases: 0 - 6 meses, Gravidez

SCF152/02

Destaques

Testado clinicamente

Niplette: um instrumento de correcção não cirúrgica para mamilos invertidos DD McGeorge FRCS (Plast). British Journal of Plastic Surgery, Dezembro de 1993.

Não-cirúrgico – com uma suave sucção

Após algumas semanas de utilização contínua, o mamilo ficará permanentemente erecto. Deverá ser utilizado idealmente antes da gravidez. Pode ainda utilizá-lo nos primeiros seis meses de gravidez para uma correcção permanente. Antes de utilizar o Niplette, deverá consultar um médico no caso de uma inversão do mamilo não congénita e recente.



Data de publicação
2012-07-22

Versão: 7.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com