

Philips AVENT
Kit de Extração Dupla



SCF308/02

Inspirado na natureza

Extraia mais. Armazene facilmente.

Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite eléctrica dupla Philips AVENT.

Características e benefícios:

- Ultra confortável e eficaz
- Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite eléctrica dupla

Estimula e extrai

- As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite
- O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite

Para uma amamentação mais prolongada

- Mais leite, naturalmente

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Especificações

País de origem

- Inglaterra

Inclui

- Peças pessoais de bombear: 2 unid.

- Copo de armazenamento (240 ml): 5 unid.
- Tampa do copo de armazenamento de leite: 5 unid.

Fases de desenvolvimento


- Fases: 0 - 6 meses

Destaques

Vácuo suave

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite que requer menor extracção.

Almofada Massajadora Patentada



Assim que bombeia as cinco pétalas massajadoras contraem-se e descontraem-se suavemente, funcionando alternadamente com o vácuo. Desta forma consegue uma saída rápida e natural do leite.

Mais leite, naturalmente

A extracção possibilita a alimentação com leite materno, mesmo quando não está junto do seu bebé

Peças/acessórios pessoais da bomba

Os funis deste kit de extracção duplo são compatíveis apenas com a bomba tira leite eléctrica dupla, devido às diferentes válvulas e a um diafragma fechado. O kit de extracção duplo não é compatível com a bomba tira leite manual ou eléctrica individual

Almofadas massajadoras suaves



As almofadas massajadoras patentadas da bomba tira leite Philips AVENT contraem e descontraem, reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de estimular uma saída rápida e natural do leite.



Data de publicação
2013-01-21

Versão: 2.0.1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com