



Philips AVENT
Elektrisk
dampsteriliseringsapparat

220–240 V

SCF274/26

Steriliserer seks flasker på åtte minutter

Rask og enkel å bruke

Rask og enkel å bruke

Fordeler og funksjoner:

- Rask og enkel å bruke
- Sterilt innhold i opptil seks timer
- Stor kapasitet
- Effektiv sterilisering

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity

Spesifikasjoner

Strøm

- Spenning: 220–240 V

Mål og vekt

- Mål: 313 (H), 235 (B), 235 (L) mm
- Vekt: 1,575 kg

Opprinnelsesland

- England

Følgende er inkludert:

- Express elektrisk dampsterilisator: 1 deler
- Airflex-tåteflaske (260 ml / 9 oz): 2 deler
- Ekstra myk smokk med sakte gj.strømming: 2 deler
- Klype: 1 deler
- Målekopp: 1 deler

SCF274/26

Høydepunkter

Rask og enkel å bruke



Tilsett vann, fyll, sett på og innholdet er sterilt og klart til bruk på omtrent 8 minutter.

Sterilt innhold i opptil seks timer



Innholdet forblir sterilt i inntil 6 timer dersom den holdes lukket.

Stor kapasitet



Tar inntil seks 260 ml / 9 oz AVENT-flasker eller to Philips AVENT-brystpumper og tilbehør.

Effektiv sterilisering



Dampsterilisering er dokumentert til å være den mest effektive måten å beskytte ditt barn mot skadelige bakterier. Basert på sykehusprinsippet vil den intensive varmen eliminere skadelige bakterier.



Utgivelsesdato
2009-08-14

Versjon: 4.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com