



Philips AVENT  
Enkel elektronisk  
brystpumpe



SCF292/01

# Utformet for komfort

Inspirert av naturen

Den unike pumpen er utformet med et elektronisk minne som lar deg ta kontrollen ved å lære og fortsette med din personlige pumpestil.

## Stimuler og pump

- Myke massasjeputer utløser naturlig laktasjon, akkurat som babyen.
- Det skånsomme vakuemet simulerer at babyen dier, og gir en jevn strøm av melk

## Hjelper deg med å amme lenger

- Mer melk, på naturlig vis

## Brukes på tre måter

- Kan drives via strømnettet, batteri og manuelt

## Fordeler og funksjoner:

- Lærer og fortsetter din pumpeytme

## Høydepunkter

### Myke massasjeputer



Patenterte massasjeputer trekkes inn og ut og etterligner babyens sugemønster for å stimulere til en rask og naturlig laktasjon.

### Skånsomt vakuum

Det skånsomme vakuumet simulerer at babyen dier, for å skape en jevn strøm av melk som krever mindre pumping.

### Nettdrevet, batteri og manuelt



I tillegg til å brukes via strømnettet kan denne enkle, elektroniske pumpen også drives med batterier og

som en manuell pumpe, slik at du oppnår total fleksibilitet.

### Lærer og fortsetter din pumperytme



Med ett enkelt trykk på en knapp vil det elektroniske minnet lære og fortsette din personlige pumperytme.

### Mer melk, på naturlig vis



Pumping gjør brystmelken tilgjengelig også når du ikke er det

## Spesifikasjoner

### Drift

- Spenning: 100–240 V

### Opprinnelsesland

- England

### Følgende er inkludert:

- elektronisk brystpumpe: 1
- Brystmelkbeholder (125 ml / 4 oz): 1 deler
- Brystmelkbeholder (260 ml / 9 oz): 1 deler
- Ekstra myke smokker med gjennomstrømming for nyfødte: 1 deler
- Flaskestativ/traktdeksel: 2 deler
- Batteripakke: 1 deler
- Strømledning: 1
- Manuelle pumpedeler når du ikke har tilgang til strøm: 1
- Reservedeler: 1 deler

### Utviklingstrinn

- Trinn: 0–6 måneder



Utgivelsesdato  
2010-07-23

Versjon: 7.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)