



Philips
Lampu infra merah



HP3614



Kehangatan infra merah meresap ke dalam



Lampu infra merah 100 Watt



Sudut dapat diubah



Penyimpanan kabel

Menyembuhkan nyeri otot dan masuk angin

Kehangatan yang meresap dan terfokus

Lampu infra merah Philips menyembuhkan nyeri pada otot dan persendian. Kehangatan infra merah 100 Watt terasa nyaman dan meresap ke dalam kulit dan memperbaiki peredaran darah sehingga memberikan kesembuhan untuk bidang seukuran 20 x 30 cm.

Menyembuhkan nyeri otot dan sendi

- Kehangatan infra merah meresap ke dalam

Perawatan terfokus

- Lampu infra merah 100 Watt

Mudah digunakan

- Sudut dapat diubah

Mudah disimpan

- Penyimpanan kabel

Philips - ahlinya lampu

- Lebih dari 15 juta lampu infra merah telah terjual

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasi

Penyimpanan mudah

- Penyimpanan kabel

Spesifikasi Teknis

- Daya listrik: 100 W
- Voltase: 220/230 V
- Frekuensi: 50 Hz
- Panjang kabel: 1,6 m
- Penyekat: Kelas II (isolasi ganda)
- Jenis lampu: R95, 100 W
- Masa pakai lampu: 750 sesi per 10 menit

Ukuran dan berat

- Dimensi produk: 20,0 x 12,0 x 16,0 (T x L x P) cm
- Berat produk: 0,5 kg
- Dimensi F-Box: 21,1 x 12,6 x 19,2 (T x L x P) cm
- Berat F-Box: 1 kg
- Jumlah F-box dalam A-box: 6 pcs
- Dimensi A-box: 22,4 x 26,2 x 58,8 (T x L x P) cm
- Berat A-Box: 3,1 kg
- Jml. pada palet Euro: 288 pcs

Data logistik

- Kode CTV: 884361401000
- Negara asal: Jerman

Pengaman

- Bersertifikasi IEC: Sesuai dengan IEC 60335

Mudah digunakan

- Dapat disesuaikan: 0-40 derajat (ke belakang)

Sekilas Produk

Kehangatan infra merah meresap ke dalam

Sinar infra merah terbukti efektif menyembuhkan sakit dan nyeri yang disebabkan nyeri otot dan kaku pada persendian. Kehangatan yang nyaman diciptakan oleh sinar infra merah yang meresap ke dalam kulit Anda, meningkatkan peredaran darah dan menghangatkan otot Anda. Bila otot Anda sudah dilemaskan, otomatis otot menjadi longgar dan santai. Pada saat yang sama, meningkatnya peredaran darah membantu tubuh Anda menyingkirkan segala kotoran dan mengirim darah yang kaya oksigen dengan cepat ke otot yang tegang atau kaku, yang akhirnya menyembuhkan nyeri dengan efektif.

Lampu infra merah 100 Watt

Lampu infra merah Philips 100 Watt telah dioptimalkan untuk menyembuhkan nyeri dalam bidang berukuran 20 x 30 cm, seperti bahu, siku, betis, atau leher dan menyembuhkan flu biasa.

Sudut dapat diubah

Alat ini dapat dengan mudah dipasang hingga 40 derajat ke belakang.

Penyimpanan kabel

Alat ini memiliki tempat menyimpan kabel di bawahnya. Tinggal menggulung kabelnya dan simpan lagi dengan mudah.

Philips - ahlinya lampu

Philips adalah salah satu perusahaan lampu terkemuka di dunia, dengan pengalaman di bidang lampu lebih dari 100 tahun. Secara global Philips sudah menjual lebih dari 15 juta lampu infra merah.



Issue date 2007-08-04

Versi: .0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips Electronics N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com