

Philips AVENT
Kit thermomètre
numérique

SCH540/00



Doux et précis

Un thermomètre numérique en forme de sucette.

Vous pouvez prendre la température de votre bébé sans le perturber. Le thermomètre en forme de sucette dispose des mêmes trous et de la même tétérèlle que la sucette aérée AVENT, pour une transition facile entre la sucette et la prise de température.

En douceur pour votre enfant

- Plusieurs méthodes de mesure de la température pour choisir celle qui convient le mieux à votre bébé
- Thermomètre numérique avec embout souple et flexible
- Thermomètre-sucette spécialement conçu

Lecture numérique de la température rapide et sûre

- Affichage clair de la température et indicateurs d'état des piles
- Témoin de charge faible

Grand confort pour vous et votre bébé

- Comprend une sucette Aérée Philips AVENT

PHILIPS
AVENT

sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Pays d'origine

- Fabriqué en Chine: Thermomètre, Oui
- Fabriqué en Angleterre: Sucettes, Oui

Puissance

- Type de pile: LR41
- Nombre de piles: 1 par thermomètre
- Autonomie sur piles: > 100 heure(s)

Accessoires

- Mode d'emploi

Convivialité

- Convient aux nouveau-nés
- Pointe flexible
- Affichage clair de la température
- Arrêt automatique
- Indicateur d'état des piles

Spécifications techniques

- Température de fonctionnement: 32-42,9 °C
- Précision: 35-42 +/- 0,1 °C
- Temps de mesure: 10 s ±3 s dans l'eau (bain), 25 s ±10 s par voies orale et rectale, 60 s ±10 s sous le bras



Date de publication
2009-04-27

Version: 7.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com