



AVENT  
Nipplette

Одинарная



SCF152/01

## Простое решение проблемы втянутых сосков

Эффективен и прост в использовании

Плоские или втянутые соски могут быть потенциальной проблемой кормящих женщин. За счет деликатного всасывания корректоры Nipplette вытягивают сосок в маленькую, размером с наперсток, чашечку.

### Функции и особенности:

- Просто и незаметно
- Клинически доказанная эффективность
- Безоперационное бережное вытягивание сосков

PHILIPS  
AVENT

разумно и просто

Niplette  
Одинарная

# Характеристики

## Страна изготовления

- Англия: Да

## В комплект входит:

- Сменные вкладыши для бюстгалтера: 2 шт.
- Niplette: 1 шт.

## Этапы взросления

- Возраст: 0—6 месяцев, Беременность

SCF152/01

# Основные

## Клинически доказанная эффективность

Корректор Niplette — средство для нехирургической коррекции втянутых сосков (DD McGeorge FRCS (Plast). Журнал British Journal of Plastic Surgery, декабрь 1993г.

## Безоперационное бережное вытягивание сосков

После нескольких недель постоянного ношения корректоров соски вытягиваются. Идеально для использования перед беременностью. Для достижения устойчивого результата корректор также можно носить в течение первых шести месяцев беременности. Перед использованием Niplette для коррекции любой неврожденной втянутости сосков следует проконсультироваться с врачом. Корректор не рекомендуется использовать в последнем триместре беременности.



Дата выпуска 2012-07-22

Версия: 8.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)