

Philips  
Digitale thermometerset

SCH530/86



Digitale lichaamsthermometer

Meten binnen enkele seconden

Fopspeenschild met gaatjes

Siliconenspeen

Verwijderbare elektronica

# Eenvoudige en betrouwbare temperatuurmeting

Neem de temperatuur van uw kindje eenvoudig en nauwkeurig op met een digitale speenthermometer.

## Snelle, nauwkeurige metingen

- Digitale thermometer voor eenvoudige en nauwkeurige metingen
- Snelle en betrouwbare temperatuurmeting binnen enkele seconden

## Gemak voor u en uw baby

- Schild met nopjes voorkomt irritatie van de huid
- Speciaal ontworpen voor pasgeborene baby's
- Inclusief fopspeen die klein genoeg is voor een pasgeborene

## De veiligheid van uw baby

- Zo kunt u koken of steriliseren zonder de elektronica te beschadigen
- Speen kan worden gesteriliseerd of uitgekookt

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Technische specificaties

- Bereik gebruikstemperatuur: 32 - 44 °C
- Nauwkeurigheid: 36,5 - 39,0 °C: +/-0,1 °C °C
- Metingstijd: 10 s

### Gemak

- Automatische uitschakeling
- Gebruiksklaar-indicatielampje
- Flexibel uiteinde
- Geschikt voor zuigelingen

### Accessoires

- Batterij
- Gebruikershandleiding

### Vermogen

- Batterijtype: LR41
- Aantal batterijen: 2
- Gebruikstijd van batterij: 200 uur
- Afneembaar/vervangbaar

## Productkenmerken

### Digitale lichaamsthermometer

Snelle, betrouwbare en nauwkeurige digitale thermometer voor het meten van de temperatuur bij uw baby.

### Metten binnen enkele seconden

Nooit te heet, nooit te koud. Met de digitale thermometer weet u snel of het veilig is de melk of het voedsel te eten of drinken. U hoeft nooit meer te raden naar de temperatuur van opgewarmde flessen of potjes en het is een handig apparaat om te controleren of het voedsel nog warm genoeg is, als u tijdens het voeden een pauze hebt genomen.

### Fopspeenschild met gaatjes

De gaatjes zorgen ervoor dat er lucht achter de speen kan komen, om de gevoelige huid van uw baby te beschermen tegen irritatie.

### Siliconenspeen

De speciaal gevormde siliconenspeen is ontworpen om in uw baby's mond te passen en zal de natuurlijke ontwikkeling niet hinderen. U kunt de speen met een gerust hart gebruiken om uw baby te kalmeren.

### Verwijderbare elektronica

Door de gevoelige elektronica voor temperatuurmeting van de speen te verwijderen, kunt u de delen waarmee uw baby in contact komt veilig steriliseren of koken.

### Speen steriliseren

Dankzij het speciale materiaal kunt u de speen veilig steriliseren in de magnetron of elektrische sterilisator en u kunt de speen koken zonder deze te beschadigen.



Publicatiedatum  
2009-01-22

Versie: 4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)