

Philips AVENT
Digital termometer



SCH540/00

Skonsam och noggrann

Kombinerad digital napptermometer.

Hjälper dig att ta tempen på ditt barn utan en massa tårar. Napptermometern är utrustad med samma ring och napp som AVENT Freeflow-nappen och går därför smidigt över från napp till termometer.

Komfort för ditt barn

- Val att anpassa temperaturmätningssmetoden så att den passar spädbarnet
- Digital termometer med mjuk, flexibel spets
- Speciellt utformad napptermometer

Snabb och tillförlitlig digital temperaturavläsning

- Tydligt teckenfönster och indikator för batteristatus
- Indikator för låg batterinivå

Bekvämt för dig och ditt barn

- AVENT Freeflow-napp medföljer

Specifikationer

Ursprungsland

- Tillverkad i Kina: Termometrar, Ja
- Tillverkad i England: Nappar, Ja

Effekt

- Batterityp: LR41
- Antal batterier: 1 per termometer
- Drifttid för batteri: >100 timmar

Tillbehör

- Användarhandbok

Bekvämlighet

- Lämplig för nyfödda
- Flexibel spets
- Tydligt teckenfönster
- Automatisk avstängning
- Indikator för batteristatus

Tekniska specifikationer

- Drifttemperatur: 32–42,9 °C
- Exakthet: 35–42 +/- 0,1 °C
- Mättid: 10 sek ± 3 sek i vatten (bad), 25 sek ± 10 sek oralt och rektalt, 60 sek ± 10 sek under arm



Publiceringsdatum
2009-04-27

Version: 7.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com