

Philips  
Digital termometer



SCH530/86

# Enkel och pålitlig temperaturavläsning

Digital termometernapp för enkel och exakt mätning.

## **Snabb och tillförlitlig mätning**

- Digital termometer för enkel och exakt mätning
- Snabb och tillförlitlig temperaturmätning inom några sekunder

## **Bekvämlighet för dig och ditt barn**

- Knottig ring förhindrar hudirritation
- Särskilt utformad för nyfödda
- En napp som passar nyfödda medföljer

## **Barnets säkerhet**

- Du kan koka och sterilisera nappen utan att skada elektroniken
- Napp som kan steriliseras eller kokas

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifikationer

### Tekniska specifikationer

- Drifttemperatur: 32–44 °C
- Exakthet: 36,5–39,0 C: +/-0,1 C °C
- Mättid: 10 s

### Bekvämlighet

- Automatisk avstängning
- Klar-indikator
- Flexibel spets
- Lämplig för nyfödda

### Tillbehör

- Batteri
- Användarhandbok

### Effekt

- Batterityp: LR41
- Antal batterier: 2
- Drifttid för batteri: 200 timmar
- Utbytbar/ersättningsbar

## Funktioner

### Digital kroppstermometer

Snabb, tillförlitlig och exakt digital termometer för att ta temperaturen på barnet.

### Mätning inom några sekunder

Aldrig för varmt och aldrig för kallt. Den digitala termometern "Just Right" visar snabbt om mjölken eller maten är lagom varm. Nu behöver du inte längre gissa temperaturen när du värmer flaskor och burkar, och kan dessutom kontrollera att maten fortfarande är tillräckligt varm när ni har tagit en paus i matningen.

### Knottrig ring på nappen

Knottorna på ringen gör att luften flödar fritt bakom nappen så att barnets känsliga hud inte blir irriterad.

### Silikonnapp

Den specialgjorda silikonnappen är utformad för att passa barnets mun och hindrar inte den naturliga utvecklingen. Du kan tryggt använda den när du behöver lugna ditt barn.

### Löstagbar elektronik

Genom att ta loss den känsliga temperaturmätningselektroniken från nappen kan du utan problem sterilisera eller koka den del av enheten som barnet kommer i kontakt med.

### Sterilisera nappen

Tack vare det särskilda materialet kan du utan problem koka nappen eller sterilisera den i mikrovågsugn eller en elektrisk sterilisator utan att den skadas.

