



Philips AVENT Bombas tira
leite
Acessório de almofada
grande para bomba tira
leite



SCF167/01

Tamanho correcto, máximo conforto

Bomba tira leite com abertura mais ampla

Esta almofada massajadora suave tem uma abertura mais ampla, concebida especialmente para mães com mamilos maiores. Esta pode ser utilizada com a gama de bombas tira leite de conforto da Philips AVENT. Vejas as imagens abaixo para a ajudar a decidir se necessita de uma almofada maior para a bomba tira leite.

Extracção confortável

- Abertura mais ampla para adaptação confortável
- Compatível com todas as bombas tira leite da gama Natural

Verifique a sua adaptação para um conforto ideal

- Tamanho correcto: o mamilo adapta-se confortavelmente na abertura de almofada
- Escolha o tamanho grande: o mamilo toca nas paredes da abertura

Especificações

País de origem

- Inglaterra

Material

- Sem BPA*

Inclui

- Almofada de tamanho grande: 1 unid.

Almofada

- Material: Silicone, Sem BPA*

Compatibilidade

- Compatível com a gama Natural

Fácil de utilizar

- Almofada: Fácil de limpar, Lavável na máquina

Fases de desenvolvimento

- Fases: Gravidez, 0 - 6 meses

Funções

- Almofada massajadora suave: Estimulação suave


Destaques

Almofada grande para bomba tira leite



Pode determinar se necessita de uma almofada grande para a bomba tira leite verificando se o seu mamilo se adapta confortavelmente à abertura de almofada. Se o seu mamilo tocar nas paredes da abertura da almofada, deve escolher a almofada grande para a bomba tira leite de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.

Adaptação correcta



Se o mamilo se adaptar confortavelmente na abertura de almofada, está a utilizar a almofada massajadora do tamanho correcto.

Tamanho demasiado pequeno



Se o seu mamilo tocar na parede da abertura de almofada, deve escolher a almofada grande da bomba tira leite com a abertura mais ampla de forma a assegurar uma experiência de extracção mais confortável.

Compatível com todas as bombas tira leite Natural

O tamanho grande da almofada massajadora suave é compatível com todas as bombas tira leite de conforto Philips AVENT da gama Natural.



Data de publicação
2013-04-25

Versão: 3.0.1

EAN: 08 71010 35835 23

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com