



Infraroodlamp

- 650 W
- Unieke behandeling voor halve lichaam
- Instelbare hoek en rotatie

PR3140/00

Effectieve* verlichting van pijn zonder medicijnen

Klinisch bewezen technologie

Onze klinisch bewezen technologie helpt uw spieren herstellen en vermindert gewrichtspijn. Geschikt voor alle gewrichten en spieren en te gebruiken voor o.a. pijn in de onderrug tijdens de niet-inflammatoire fase van reumatoïde artritis*

Voordelen

Effectieve* behandeling

- Pijnverlichting en verbeterde mobiliteit
- Helpt het lichaam op een natuurlijke manier genezen

Bewezen gezondheidsvoordelen

- Klinisch bewezen
- Geclassificeerd medisch apparaat

Merkbare verzachting van pijn

- Ontworpen voor thuisgebruik
- Unieke behandeling voor halve lichaam

PHILIPS

Kenmerken

Effectieve* verlichting van pijn




Niet-invasieve pijnverlichting zonder medicijnen door infraroodtechnologie geschikt voor gewrichten en spieren. InfraCare PR3140 helpt bij een gelijkmatige verdeling van licht en warmte voor een effectieve en unieke behandeling van het halve lichaam. Het apparaat kan worden gebruikt op een manier om de behandeling zo effectief en aangenaam mogelijk voor u te laten verlopen en verschaft u de mobiliteit voor een actief leven.

Intensieve behandeling van het halve lichaam



InfraCare zorgt voor een natuurlijke reactie van het lichaam en daarmee een effectieve verlichting van pijn. Het is ontworpen om de krachtigste infraroodgolven de diepste lagen van de huid binnen te laten dringen voor de perfecte pijnbehandeling van het halve lichaam.

Klinisch bewezen



Betrouwbare technologie die wordt gebruikt door professionals. Het is klinisch bewezen dat deze technologie tot een meetbare verbetering van de gewrichtsfuncties leidt*. InfraCare leidt bewezen tot een aanzienlijke vermindering van pijn bij 71% van patiënten met reumatoïde artritis en bij 72% van patiënten met lage rugpijn*.

Geclassificeerd medisch apparaat



Een veilige en effectieve manier voor het behandelen van uw pijn. InfraCare voldoet aan de standaard IEC 60601-1 3e editie voor medische hulpmiddelen.

Verstelbare hoek



De hoogte en hoek kunnen worden ingesteld, zodat u de lamp altijd in een handige positie kunt gebruiken, of u nu in een bed ligt of op de bank zit. Zo kunt u uw halve lichaam eenvoudig behandelen.

Unieke behandeling voor halve lichaam

De InfraCare-lamp van 650 W kan worden gebruikt op een manier om de behandeling zo effectief en aangenaam voor u te laten verlopen. De lamp kan gemakkelijk worden gebruikt voor uw hele rug en andere grotere delen van uw lichaam voor een optimale behandeling.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Gebruiksvriendelijk

Timer	Instelbare timer tussen 0 en 30 min
Flexibel in te stellen	Verticaal: -20 tot +40 graden en horizontaal: -40 tot +40 graden. Draaien tot 90 graden (links/rechts)
In de hoogte uitschuifbaar	65-130 cm

Behandeling voor het halve lichaam

Behandelingsgebied	60 x 40 cm
Infrarood halogeen-lamp	650 W

Logistieke gegevens

Land van herkomst	Hongarije
-------------------	-----------

Medische apparatuur

Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)	2007/47/EC, MDD 93/42/EEC
---------------------------------------	---------------------------

Veiligheid

IEC-gecertificeerd	IEC 60601-1, 3e editie
Automatische uitschakeling na 30 minuten	Ja

Technische specificaties

Vermogen	650 W
Voltage	110 V of 220-230 volt
Frequentie	50-60 Hz
Levensduur van lamp	500 uur
Snoerlengte	300 cm
Isolatie	Klasse II (dubbel geïsoleerd)

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van het product	29 x 124 x 29 (op laagste stand) cm
----------------------------	-------------------------------------

Gewicht van het product	7 kg
Diameter voet	39,4 cm
Max. hoogte	15,4 cm
Afmetingen van de verpakking	41,5 x 40,0 x 51,5 cm
Afmetingen F-box (= A-box)	40,1 x 51,4 x 41,3 cm

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	41,30 cm
Breedte	40,10 cm
Diepte	51,50 cm
Nettogewicht	0,03 kg
Brutogewicht	1,20 kg
EAN	08710103802907

Aantal producten	1
Land van herkomst	HU
Harmonised Systems-code	901820

Omdoos

Lengte	52,40 cm
Breedte	41,00 cm
Hoogte	42,80 cm
Brutogewicht	1,85 kg
EAN	18710103802904
Aantal consumenten-verpakkingen	1

* W. Siems, et al (2010): "Pain and mobility improvement and MDA plasma levels in degenerative osteoarthritis, low back pain, and rheumatoid arthritis after infrared A-irradiation", Acta Biochimica Polonica 57(3), 313-319



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, oktober 25
Versie: 2.0.2
EAN: 08710103802907

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com